

[Manualslib.com](https://manualslib.com) - The Global Manuals Library

[Manuals](#) / [Brands](#) / [Siemens Healthineers Manuals](#) / [Medical Equipment](#) / [ACUSON Origin](#) / [User's manual supplement](#) / PDF

SIEMENS HEALTHINEERS ACUSON ORIGIN USER'S MANUAL SUPPLEMENT

Quick Links

[Supplement to the User and Reference Manuals \(English\)](#)

Table of Contents

Table of Contents

Supplement to the User and Reference Manuals (English)

Errata to the User and Reference Manuals (English)

Ergänzung zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern
(German/Deutsch)

Erratum zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern
(German/Deutsch)

Supplément aux manuels d'utilisation et de référence
(French/Français)

Erratum aux manuels d'utilisation et de référence (French/Français)

Suplemento para los manuales de usuario y de referencia

(Spanish/Español)

Errata en el manual del usuario y de referencia (Spanish/Español)

Supplemento ai manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)

Errata corrige per i Manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)

Допълнение към ръководството за потребителя и справочника
(Bulgarian/Български)

Грешки в ръководството за потребителя и справочника
(Bulgarian/български)

Dodatak korisničkom i referentnom priručniku (Croatian/Hrvatski)

Ispravci korisničkog i referentnog priručnika (Croatian/Hrvatski)

Dodatek k uživatelským a referenčním příručkám (Czech/česky)

Oprava chyb v uživatelských a referenčních příručkách (Czech/česky)

Tillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)

Fejltillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)

Supplement bij gebruikers- en referentiehandleidingen
(Dutch/Nederlands)

Errata voor de gebruikers- en referentiehandleidingen
(Dutch/Nederlands)

Lisäys käyttö- ja viiteoppaisiin (Finnish/Suomi)

Käyttö- ja viiteoppaiden painovirheluettelo (Finnish/Suomi)

Παράρτημα στα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς (Greek/Ελληνικά)

Λίστα διορθώσεων για τα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς
(Greek/Ελληνικά)

Kiegészítés a felhasználói és referencia-kézikönyvhöz
(Hungarian/magyar)

Hibajegyzék a felhasználói és a referencia-kézikönyvhöz
(Hungarian/magyar)

Suplemen untuk Panduan Pengguna dan Referensi

(Indonesian/Bahasa Indonesia)

Ralat untuk Panduan Pengguna dan Referensi (Indonesian/Bahasa Indonesia)

ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの補足

(Japanese/日本語)

ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの正誤表

(Japanese/日本語)

사용자 및 참조 설명서 부록(Korean/한국어)

사용자 및 참조 설명서의 오류 정정 항목 (Korean/한국어)

Naudotojo ir informacinių vadovų priedas (Lithuanian/lietuvių k)

Naudotojo vadovo ir informacinių žinynų priedas (Lithuanian/lietuvių k)

Dodatek do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego
(Polish/Polski)

Errata do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego

(Polish/Polski)

Complemento aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)

Errata aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)

Suplemento aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)

Errata aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)

Supliment la manualul pentru utilizator și manualul de referință (Romanian/Română)

Errata la manualele de utilizare și referință (Romanian/Română)

Дополнение к руководству пользователя и справочному руководству (Russian/Русский)

Поправка к руководству пользователя и справочному руководству
(Russian/Русский)

Dodatak korisničkim i referentnim priručnicima (Serbian/srpski)

Ispravke grešaka u korisničkim i referentnim priručnicima
(Serbian/srpski)

Dodatok k používateľským a referenčným príručkám
(Slovak/slovenčina)

Zoznam opráv k používateľským a referenčným príručkám
(Slovak/slovenčina)

Dodatek k uporabniškim in referenčnim priročnikom
(Slovenian/slovenščina)

Popravki uporabniških in referenčnih priročnikov
(Slovenian/slovenščina)

Tillägg till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)

Rättelse till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)
Kullanım ve Referans Kılavuzlarına Ek (Turkish/Türkçe)
Kullanıcı ve Referans Kılavuzlarıyla ilgili Düzeltmeler (Turkish/Türkçe)
Доповнення до посібників користувача та довідкових посібників
(Ukrainian/українська)
Поправки до інструкцій для користувача та довідкових посібників
(Ukrainian/українська)
Phần bổ sung cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo
(Vietnamese/Tiếng Việt)
Phần đính chính cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo
(Vietnamese/Tiếng Việt)
Other ManualsLib Projects

ACUSON Origin ACUSON Origin ICE Diagnostic Ultrasound System Supplement to the User and Reference Manuals Errata to the User and Reference Manuals

US

Supplement to the User and Reference Manuals (English)	3
Errata to the User and Reference Manuals (English)	5
Ergänzung zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern (German/Deutsch)	6
Erratum zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern (German/Deutsch)	8
Supplément aux manuels d'utilisation et de référence (French/Français)	9
Erratum aux manuels d'utilisation et de référence (French/Français)	11
Suplemento para los manuales de usuario y de referencia (Spanish/Español)	12
Errata en el manual del usuario y de referencia (Spanish/Español)	14
Supplemento ai manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)	15
Errata corrige per i Manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)	17
Допълнение към ръководството за потребителя и справочника (Bulgarian/Български)	18
Грешки в ръководството за потребителя и справочника (Bulgarian/Български)	20
Dodatak korisničkom i referentnom priručniku (Croatian/Hrvatski)	21
Ispravci korisničkog i referentnog priručnika (Croatian/Hrvatski)	23
Dodatek k uživatelským a referenčním příručkám (Czech/česky)	24
Oprava chyb v uživatelských a referenčních příručkách (Czech/česky)	26
Tillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)	27
Fejltillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)	29
Supplement bij gebruikers- en referentiehandleidingen (Dutch/Nederlands)	30
Errata voor de gebruikers- en referentiehandleidingen (Dutch/Nederlands)	32
Lisäys käyttö- ja viiteoppaisiin (Finnish/Suomi)	33
Käyttö- ja viiteoppaiden painovirheluettelo (Finnish/Suomi)	35
Παράρτημα στα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς (Greek/Ελληνικά)	36
Λίστα διορθώσεων για τα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς (Greek/Ελληνικά)	38
Kiegészítés a felhasználói és referencia-kézikönyvhöz (Hungarian/magyar)	39
Hibajegyzék a felhasználói és a referencia-kézikönyvhöz (Hungarian/magyar)	41
Suplemen untuk Panduan Pengguna dan Referensi (Indonesian/Bahasa Indonesia)	42
Ralat untuk Panduan Pengguna dan Referensi (Indonesian/Bahasa Indonesia)	44
ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの補足 (Japanese/日本語)	45
ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの正誤表 (Japanese/日本語)	47
사용자 및 참조 설명서 부록(Korean/한국어)	48
사용자 및 참조 설명서의 오류 정정 항목 (Korean/한국어)	50
Naudotojo ir informacinių vadovų priedas (Lithuanian/lietuvių k)	51
Naudotojo vadovo ir informacinių žinyvų priedas (Lithuanian/lietuvių k)	53
Dodatek do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego (Polish/Polski)	54
Errata do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego (Polish/Polski)	56
Complemento aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)	57
Errata aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)	59
Suplemento aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)	60
Errata aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)	62
Supliment la manualul pentru utilizator și manualul de referință (Romanian/Română)	63
Errata la manualele de utilizare și referință (Romanian/Română)	65
Дополнение к руководству пользователя и справочному руководству (Russian/Русский)	66
Поправка к руководству пользователя и справочному руководству (Russian/Русский)	68
Dodatak korisničkim i referentnim priručnicima (Serbian/srpski)	69
Ispravke grešaka u korisničkim i referentnim priručnicima (Serbian/srpski)	71
Dodatok k používateľským a referenčným príručkám (Slovak/slovenčina)	72
Zoznam opráv k používateľským a referenčným príručkám (Slovak/slovenčina)	74
Dodatek k uporabniškim in referenčnim priročnikom (Slovenian/slovenščina)	75
Popravki uporabniških in referenčnih priročnikov (Slovenian/slovenščina)	77
Tillägg till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)	78
Rättelse till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)	80
Kullanım ve Referans Kılavuzlarına Ek (Turkish/Türkçe)	81
Kullanıcı ve Referans Kılavuzlarıyla ilgili Düzeltmeler (Turkish/Türkçe)	83
Доповнення до посібників користувача та довідкових посібників (Ukrainian/українська)	84
Поправки до інструкцій для користувача та довідкових посібників (Ukrainian/українська)	86
Phần bổ sung cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo (Vietnamese/Tiếng Việt)	87
Phần đính chính cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo (Vietnamese/Tiếng Việt)	89

An updated User and Reference Manual may be available for your ultrasound system. Access the most recent manual from the Siemens Healthineers Document Library at doclib.siemens-healthineers.com

ACUSON Origin

Product Version 1.1

Software Version VB20

ACUSON Origin ICE

Product Version 1.0

Software Version VB20

©2024 Siemens Medical Solutions USA, Inc.

All Rights Reserved.

Date of first issue: 2024-05

Date of revision: 2024-10

All trademarks are property of their respective owners. The following trademarks of Siemens Healthineers AG or its affiliates are registered or pending with the U.S. Patent and Trademark Office:

ACUSON, ACUSON Origin

The user documentation includes references to third-party products for informational purposes only. These references do not represent an endorsement of the third-party products referenced in the user documentation or an assumption of responsibility for the performance of third-party products.

Siemens Medical Solutions USA, Inc. reserves the right to change its products and services at any time. In addition, this publication is subject to change without notice.

Manufacturer

Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Ultrasound
22010 S.E. 51st Street
Issaquah, WA 98029
U.S.A.
Phone: +1-888-826-9702
siemens-healthineers.com

Siemens Healthineers Headquarters

Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Germany
Phone: +49 9191 18-0
siemens-healthineers.com

Supplement to the User and Reference Manuals (English)

The supplement provides updated information for your existing user and reference manuals.

Refer to your ultrasound system's user and reference manuals for a complete set of operating instructions.

Touch Screen Overview

(New content: Page 1-16, Instructions for Use)

- 4 Additional selections based on the workflow selection and operating mode
 - During system configuration, includes selections to change the brightness of the control panel, touch screen, or keyboard without a lock key

Special Keys on the Retractable Keyboard

(New content: Page 1-24, Instructions for Use)

Key Name	Description
 (Lock)	(Available only for keyboards with a lock key) Locks or unlocks the keys on the keyboard.
 (Backlight)	(Available only for keyboards with a lock key) Adjusts the brightness of the backlighting of the keys on the keyboard.

Locking the Retractable Keyboard

(New content: Page 4-5, Instructions for Use)

(Available only for keyboards with a lock key)

To lock or unlock the keyboard:

- Press and hold the lock key for approximately six seconds.



When the keyboard is locked, the backlight of the keyboard slowly flashes.

Adjusting the Touch Screen, Control Panel, and Retractable Keyboard Lighting

(Updated content: Page 4-17, Instructions for Use)

You can adjust the brightness of the touch screen, backlighting of the controls on the control panel, and the backlighting of the keys on the retractable keyboard.

Note: The ultrasound system manufacturer assembles multiple configurations. The procedure to adjust the brightness settings is dependent on the configuration of your ultrasound system.

To adjust the brightness settings:

1. Tap the configuration button.



2. Tap **Control Panel Settings**.

3. To adjust the brightness of the control panel, rotate the required control.

Selection	Description
Touch Screen	Adjusts the brightness of the touch screen.
Orange Light	Adjusts the brightness of the lighting of an active control.
White Light	Adjusts the brightness of the white lighting of an available control.
Keyboard	(Available only for keyboards without a lock key) Adjusts the brightness of the backlighting of the retractable keyboard.

To adjust the brightness of the retractable keyboard:

- For keyboards with a lock key, press the backlight key to cycle through the settings: bright, dim, off.



- For keyboards without a lock key:
 - To increase the brightness, press and hold **Shift** and then press the up arrow on the keyboard.
 - To decrease the brightness, press and hold **Shift** and then press the down arrow on the keyboard.

Errata to the User and Reference Manuals (English)

The errata provides corrected information for the user and reference manuals.

Refer to your ultrasound system's user and reference manuals for a complete set of operating instructions.

AI Measure Option

(Updated content: Page A-21, Instructions for Use)

- Compatible transducers: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Supported image presets: Cardiac

Environmental Requirements

Transducers

(Updated content: Page A-47, Instructions for Use)

	During Operation	During Storage or Transportation
Temperature:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C to +35°C	-10°C to +50°C

Ergänzung zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern (German/Deutsch)

Diese Ergänzung beinhaltet Aktualisierungen Ihrer bestehenden Benutzer- und Referenzhandbücher.

Vollständige Bedienungsanweisungen zum Ultraschallsystem finden Sie in den Benutzer- und Referenzhandbüchern.

Übersicht Touchscreen

(Neuer Inhalt: Seite 1-16, Gebrauchsanweisung)

- 4 Zusätzliche Optionen je nach Workflow-Auswahl und Betriebsmodus
 - Beinhaltet Optionen zur Änderung der Helligkeit von Bedienfeld, Touchscreen oder Tastatur ohne Feststelltaste während der Systemkonfiguration

Sondertasten auf der einschiebbaren Tastatur

(Neuer Inhalt: Seite 1-24, Gebrauchsanweisung)

Tastenbezeichnung	Beschreibung
 (Sperr.)	(Nur für Tastaturen mit Feststelltaste) Sperrt oder entsperrt die Tasten auf der Tastatur.
 (Hintergrundbeleuchtung)	(Nur für Tastaturen mit Feststelltaste) Passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tasten auf der Tastatur an.

Sperrungen der einschiebbaren Tastatur

(Neuer Inhalt: Seite 4-5, Gebrauchsanweisung)

(Nur für Tastaturen mit Feststelltaste)

So sperren oder entsperren Sie die Tastatur:

- Halten Sie die Feststelltaste ca. sechs Sekunden gedrückt.



Wenn die Tastatur gesperrt ist, blinkt die Tastatur langsam.

Anpassen des Touchscreens, des Bedienfelds und der Bedienfeldbeleuchtung

(Aktualisierter Inhalt: Seite 4-17, Gebrauchsanweisung)

Sie können die Helligkeit des Touchscreens, die Hintergrundbeleuchtung der Bedienelemente auf dem Bedienfeld und die Hintergrundbeleuchtung der Tasten Ihrer einschiebbaren Tastatur einstellen.

Hinweis: Der Hersteller des Ultraschallsystems bietet mehrere Konfigurationen an. Das Verfahren zur Anpassung der Helligkeitseinstellungen hängt von der Konfiguration Ihres Ultraschallsystems ab.

So passen Sie die Helligkeitseinstellungen an:

1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Konfiguration.



2. Tippen Sie auf **Bedienfeld-Einstellungen**.
3. Um die Helligkeit des Bedienfelds anzupassen, drehen Sie den entsprechenden Regler.

Option	Beschreibung
Touchscreen	Passt die Helligkeit des Touchscreens an.
Oranges Licht	Passt die Helligkeit des Lichts eines aktiven Bedienelements an.
Weißes Licht	Passt die Helligkeit des weißen Lichts eines verfügbaren Bedienelements an.
Tastatur	(Für Tastaturen ohne Feststelltaste) Passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der einschiebbaren Tastatur an.

So passen Sie die Helligkeit der einschiebbaren Tastatur an:

- Drücken Sie bei Tastaturen mit Feststelltaste auf die Taste für die Hintergrundbeleuchtung, um durch die Einstellungen zu blättern: hell, gedimmt, aus.



- Für Tastaturen ohne Feststelltaste:
 - Um die Helligkeit zu erhöhen, halten Sie die **Shift**-Taste gedrückt und drücken Sie dann auf den Pfeil nach oben auf der Tastatur.
 - Um die Helligkeit zu verringern, halten Sie die **Shift**-Taste gedrückt und drücken Sie dann auf den Pfeil nach unten auf der Tastatur.

Erratum zu den Benutzer- und Referenzhandbüchern (German/Deutsch)

Das Erratum enthält korrigierte Informationen aus den Benutzer- und Referenzhandbüchern.

Vollständige Bedienungsanweisungen zu Ihrem Ultraschallsystem finden Sie in den vorhandenen Benutzer- und Referenzhandbüchern.

AI Measure (Option)

(Aktualisierter Inhalt: Seite A-21, Gebrauchsanweisung)

- Kompatible Schallköpfe: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Unterstützte Bildvoreinstellungen: Kardio

Anforderungen an die Betriebsumgebung

Schallköpfe

(Aktualisierter Inhalt: Seite A-47, Gebrauchsanweisung)

	Während des Betriebs	Während Lagerung oder Transport
Temperatur:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C bis +35°C	-10°C bis +50°C

Supplément aux manuels d'utilisation et de référence (French/Français)

Le supplément fournit une actualisation de vos manuels d'utilisation et de référence existants.

Consultez les manuels d'utilisation et de référence de votre échographe pour obtenir les instructions d'utilisation complètes.

Présentation de l'écran tactile

(Nouveau contenu : page 1-16, Mode d'emploi)

- 4 Sélections supplémentaires en fonction de la sélection de processus et du mode de fonctionnement
 - Pendant la configuration du système, propose des sélections pour modifier la luminosité de la console de commande, de l'écran tactile ou du clavier sans touche de verrouillage

Touches spéciales sur le clavier rétractable

(Nouveau contenu : page 1-24, Mode d'emploi)

Nom de la touche	Description
 (Verr.)	(Disponible uniquement pour les claviers disposant d'une touche de verrouillage) Verrouille ou déverrouille les touches du clavier.
 (Rétro-éclairage)	(Disponible uniquement pour les claviers disposant d'une touche de verrouillage) Règle la luminosité du rétro-éclairage des touches du clavier.

Verrouillage du clavier rétractable

(Nouveau contenu : page 4-5, Mode d'emploi)

(Disponible uniquement pour les claviers disposant d'une touche de verrouillage)

Pour verrouiller ou déverrouiller le clavier :

- Maintenez enfoncée la touche de verrouillage pendant six secondes environ.



Quand le clavier est verrouillé, le rétro-éclairage du clavier clignote lentement.

Réglage de l'éclairage de l'écran tactile, de la console de commande et du clavier rétractable

(Contenu mis à jour : page 4-17, Mode d'emploi)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran tactile, le rétro-éclairage des commandes de la console de commande et le rétro-éclairage des touches sur le clavier rétractable.

Remarque : Le fabricant assemble l'échographe dans différentes configurations. La procédure de réglage des paramètres de luminosité dépend de la configuration de votre échographe.

Pour modifier les réglages de luminosité :

1. Touchez le bouton de configuration.



2. Touchez **Paramètres de la console de commande**.
3. Faites tourner la commande requise pour ajuster la luminosité de la console de commande.

Sélection	Description
Écran tactile	Permet de régler la luminosité de l'écran tactile.
Voyant orange	Permet de régler la luminosité de l'éclairage sur une commande active.
Lumière blanche	Permet de régler la luminosité de l'éclairage blanc sur une commande disponible.
Clavier	(Disponible uniquement pour les claviers ne disposant pas d'une touche de verrouillage) Permet de régler la luminosité du rétro-éclairage du clavier rétractable.

Pour régler la luminosité du clavier rétractable :

- Pour les claviers disposant d'une touche de verrouillage, appuyez sur la touche de rétroéclairage pour parcourir les réglages : lumineux, faible, désactivé.



- Pour les claviers ne disposant pas d'une touche de verrouillage :
 - Pour augmenter la luminosité, maintenez la touche **Maj** enfoncée, et appuyez sur la flèche vers le haut sur le clavier.
 - Pour réduire la luminosité, maintenez la touche **Maj** enfoncée, et appuyez sur la flèche vers le bas sur le clavier.

Erratum aux manuels d'utilisation et de référence (French/Français)

L'erratum fournit des informations corrigées pour les manuels d'utilisation et de référence.

Consultez les manuels d'utilisation et de référence de votre échographe pour obtenir les instructions d'utilisation complètes.

Option AI Measure

(Contenu mis à jour : page A-21, Mode d'emploi)

- Sondes compatibles : 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Préréglages d'image pris en charge : cardiaque

Conditions ambiantes

Sondes

(Contenu mis à jour : page A-47, Mode d'emploi)

	Pendant le fonctionnement	Pendant le stockage ou le transport
Température :	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C à +35 °C	-10 °C à +50 °C

Suplemento para los manuales de usuario y de referencia (Spanish/Español)

Este suplemento proporciona actualizaciones para sus manuales de usuario y de referencia existentes.

Consulte los manuales de usuario y de referencia de su sistema de ultrasonido para obtener un conjunto completo de instrucciones de funcionamiento.

Descripción general de la pantalla táctil

(Nuevo contenido: página 1-16, Instrucciones de uso)

- 4 Selecciones adicionales basadas en la selección de flujo de trabajo y modo de operación
 - Durante la configuración del sistema, se incluyen selecciones para cambiar el brillo del panel de control, la pantalla táctil o el teclado sin una tecla de bloqueo.

Teclas especiales del teclado retraíble

(Nuevo contenido: página 1-24, Instrucciones de uso)

Nombre de la tecla	Descripción
	(Disponible solo para teclados con tecla de bloqueo) Bloquea o desbloquea las teclas del teclado.
(Bloqueo)	
	(Disponible solo para teclados con tecla de bloqueo) Ajusta el brillo de iluminación de fondo de las teclas del teclado.
(Iluminación de fondo)	

Bloqueo del teclado retraíble

(Nuevo contenido: página 4-5, Instrucciones de uso)

(Disponible solo para teclados con tecla de bloqueo)

Para bloquear o desbloquear el teclado:

- Mantenga presionada la tecla de bloqueo durante aproximadamente seis segundos.



Cuando el teclado está bloqueado, la iluminación de fondo del teclado parpadea lentamente.

Ajuste de la pantalla táctil, el panel de control y la iluminación del teclado retraíble

(Contenido actualizado: página 4-17, Instrucciones de uso)

Puede ajustar el brillo de la pantalla táctil, la iluminación de fondo de los controles del panel de control y la iluminación de fondo de las teclas del teclado retraíble.

Nota: El fabricante del sistema de ultrasonido reúne múltiples configuraciones. El procedimiento para ajustar la configuración del brillo depende de la configuración de su sistema de ultrasonido.

Para ajustar la configuración del brillo:

1. Toque el botón de configuración.



2. Toque **Ajustes de panel de control**.
3. Para ajustar el brillo del panel de control, gire el control necesario.

Selección	Descripción
Pantalla táctil	Ajusta el brillo de la pantalla táctil.
Luz naranja	Ajusta el brillo de la iluminación de un control activo.
Luz blanca	Ajusta el brillo de la luz blanca de un control disponible.
Teclado	(Disponible solo para teclados sin tecla de bloqueo) Ajusta el brillo de la iluminación de fondo del teclado retraíble.

Para ajustar el brillo del teclado retraíble:

- En teclados con tecla de bloqueo, presione la tecla de retroiluminación para recorrer los ajustes: brillante, tenue, apagada.



- Para teclados sin tecla de bloqueo:
 - Para aumentar el brillo, mantenga presionada la tecla **Mayús** y luego presione la flecha hacia arriba en el teclado.
 - Para bajar el brillo, mantenga presionada la tecla **Mayús** y luego presione la flecha hacia abajo en el teclado.

Errata en el manual del usuario y de referencia (Spanish/Español)

La fe de erratas proporciona información corregida para el manual del usuario y el manual de referencia.

Consulte los manuales del usuario y de referencia del sistema de ultrasonido para obtener un conjunto completo de instrucciones de funcionamiento.

Opción AI Measure

(Contenido actualizado: página A-21, Instrucciones de uso)

- Transductores compatibles: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Ajustes predeterminados de captura de imágenes compatibles: cardíaco

Requisitos ambientales

Transductores

(Contenido actualizado: página A-47, Instrucciones de uso)

	Durante la operación	Durante el almacenamiento o transporte
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	De +10 °C a +35 °C	De -10 °C a +50 °C

Supplemento ai manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)

Il supplemento fornisce aggiornamenti sui manuali d'uso e di riferimento.

Fare riferimento ai manuali d'uso e di riferimento del sistema a ultrasuoni per una serie completa delle istruzioni operative.

Panoramica touch screen

(Nuovi contenuti: pagina 1-16, Istruzioni per l'uso)

- 4 Ulteriori selezioni sulla base del flusso di lavoro e della modalità operativa selezionati
 - Durante la configurazione del sistema include selezioni per cambiare la luminosità del pannello di controllo, del touch screen o della tastiera senza tasto di blocco.

Tasti speciali sulla tastiera retrattile

(Nuovi contenuti: pagina 1-24, Istruzioni per l'uso)

Nome tasto	Descrizione
	(Disponibile solo per le tastiere con tasto di blocco) Blocca o sblocca i tasti della tastiera.
(Blocco)	
	(Disponibile solo per le tastiere con tasto di blocco) Regola la luminosità della retroilluminazione dei tasti della tastiera.
(Retroilluminazione)	

Bloccare la tastiera retrattile

(Nuovi contenuti: pagina 4-5, Istruzioni per l'uso)

(Disponibile solo per le tastiere con tasto di blocco)

Per bloccare o sbloccare i tasti della tastiera:

- tenere premuto il tasto di blocco per circa sei secondi.



Quando la tastiera è bloccata, la retroilluminazione della tastiera lampeggia lentamente.

Regolazione dell'illuminazione del touch screen, del pannello di controllo e della tastiera retrattile

(Contenuto aggiornato: pagina 4-17, Istruzioni per l'uso)

È possibile regolare la luminosità del touch screen, la retroilluminazione dei comandi sul pannello di controllo e la retroilluminazione dei tasti della tastiera retrattile.

Nota: il produttore del sistema a ultrasuoni assembla diverse configurazioni. La procedura di regolazione delle impostazioni di luminosità dipende dalla configurazione del sistema a ultrasuoni.

Per regolare le impostazioni di luminosità:

1. Toccare il pulsante di configurazione.



2. Toccare **Impostazioni del pannello di controllo**.
3. Per regolare la luminosità del pannello di controllo, ruotare il relativo comando.

Selezione	Descrizione
Touch screen	Regola la luminosità del touch screen.
Luce arancione	Regola la luminosità della luce di un comando attivo.
Luce bianca	Regola la luminosità della luce bianca di un comando disponibile.
Tastiera	(Disponibile solo per le tastiere senza tasto di blocco) Regola la luminosità della retroilluminazione della tastiera retrattile.

Per regolare la luminosità della tastiera retrattile:

- Per le tastiere con tasto di blocco, premere il tasto della retroilluminazione per scorrere tra le impostazioni: luminosa, bassa, off.



- Per le tastiere senza tasto di blocco:
 - Per aumentare la luminosità, tenere premuto **Maiusc**, quindi premere la freccia verso l'alto sulla tastiera.
 - Per diminuire la luminosità, tenere premuto **Maiusc**, quindi premere la freccia verso il basso sulla tastiera.

Errata corrige per i Manuali d'uso e di riferimento (Italian/Italiano)

L'errata corrige fornisce le informazioni corrette per i manuali d'uso e di riferimento.

Fare riferimento ai manuali d'uso e di riferimento del proprio sistema a ultrasuoni per le istruzioni operative complete.

Opzione AI Measure

(Contenuto aggiornato: pagina A-21, Istruzioni per l'uso)

- Trasduttori compatibili: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Preimpostazioni immagine supportate: Cardiaca

Requisiti ambientali

Trasduttori

(Contenuto aggiornato: pagina A-47, Istruzioni per l'uso)

	Durante il funzionamento	Durante lo stoccaggio e il trasporto
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	da +10 °C a +35 °C	da -10 °C a +50 °C

Допълнение към ръководството за потребителя и справочника (Bulgarian/Български)

Допълнението предоставя актуализации към съществуващите ръководство за потребителя и справочник.

Направете справка с ръководството за потребителя и справочника за Вашата ултразвукова система за пълните инструкции за експлоатация.

Общ преглед на сензорния екран

(Ново съдържание: Страница 1-16, Инструкции за употреба)

- 4 Допълнителни избираеми елементи въз основа на избора на работен процес и работния режим
 - По време на конфигуриране на системата включва избираеми елементи за промяна на яркостта на контролния панел, сензорния екран или клавиатурата без заключване

Специални клавиши на прибиращата се клавиатура

(Ново съдържание: Страница 1-24, Инструкции за употреба)

Име на клавиш	Описание
 (Заклучване)	(Предлага се само за клавиатури с ключ за заключване) Заклучва или отключва клавишите на клавиатурата.
 (Подсветка)	(Предлага се само за клавиатури с ключ за заключване) Регулира яркостта на подсветката на клавишите на клавиатурата.

Заклучване на прибиращата се клавиатура

(Ново съдържание: Страница 4-5, Инструкции за употреба)

(Предлага се само за клавиатури с ключ за заключване)

За да заключите или отключите клавиатурата:

- Натиснете и задръжте клавиша за заключване за около шест секунди.



Когато клавиатурата е заключена, подсветката на клавиатурата мига бавно.

Регулиране на осветлението на сензорния екран, контролния панел и прибиращата се клавиатура

(Актуализирано съдържание: Страница 4-17, инструкции за употреба)

Можете да регулирате яркостта на сензорния екран, подсветката на контролите на контролния панел и подсветката на клавишите на прибиращата се клавиатура.

Забележка: Производителят на ултразвукова система сглобява множество конфигурации. Процедурата за регулиране на настройките за яркост зависи от конфигурацията на вашата ултразвукова система.

За да регулирате настройките на яркостта:

1. Докоснете бутона за конфигуриране.



2. Докоснете **Control Panel Settings**.
3. За да регулирате яркостта на контролния панел, завъртете необходимата контрола.

Избираем елемент	Описание
Touch Screen	Регулира яркостта на сензорния екран.
Orange Light	Регулира яркостта на светлината на активната контрола.
White Light	Регулира яркостта на бялата светлина на достъпната контрола.
Keyboard	(Налично само за клавиатури без ключ за заключване) Регулира яркостта на подсветката на прибиращата се клавиатура.

За да регулирате яркостта на прибиращата се клавиатура:

- За клавиатури с клавиш за заключване, натиснете клавиша за подсветка, за да преминете през настройките: ярка, приглушена, изключена.



- За клавиатури без ключ за заключване:
 - За да увеличите яркостта, натиснете и задръжте **Shift** и след това натиснете стрелката нагоре на клавиатурата.
 - За да намалите яркостта, натиснете и задръжте **Shift** и след това натиснете стрелката надолу на клавиатурата.

Грешки в ръководството за потребителя и справочника (Bulgarian/български)

Приложението с поправени грешки предоставя коригирана информация за ръководството за потребителя и справочника.

Направете справка с ръководството за потребителя и справочника за вашата ултразвукова система за пълните инструкции за експлоатация.

Опция AI Measure

(Актуализирано съдържание: Страница A-21, инструкции за употреба)

- Съвместими трансдюсери: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Поддържани предварителни настройки на изображението: Cardiac

Изисквания към околната среда

Трансдюсери

(Актуализирано съдържание: Страница A-47, инструкции за употреба)

	По време на експлоатация	По време на съхранение или транспортиране
Температура:	---	---
5Z1, Z6T	от +10°C до +35°C	от -10°C до +50°C

Dodatak korisničkom i referentnom priručniku (Croatian/Hrvatski)

Dodatak pruža ažuriranja vaših postojećih korisničkih i referentnih priručnika.

Pogledajte korisničke i referentne priručnike svog ultrazvučnog sustava za potpun skup uputa za rad.

Pregled dodirnog zaslona

(Novi sadržaj: stranica 1-16, Upute za uporabu)

- 4 Dodatni odabiri na temelju odabira tijeka rada i načina rada
 - Tijekom konfiguracije sustava uvrštava odabire za promjenu svjetline upravljačke ploče, zaslona osjetljivog na dodir ili tipkovnice bez blokadne tipke.

Posebne tipke na tipkovnici koja se uvlači

(Novi sadržaj: stranica 1-24, Upute za uporabu)

Naziv tipke	Opis
 (Blokiranje)	(Dostupno samo za tipkovnice s tipkom za blokiranje) Blokira ili deblokira tipke na tipkovnici.
 (Pozadinsko osvjetljenje)	(Dostupno samo za tipkovnice s tipkom za blokiranje) Prilagođuje svjetlinu pozadinskog osvjetljenja tipki na tipkovnici.

Blokiranje uvlačive tipkovnice

(Novi sadržaj: stranica 4-5, Upute za uporabu)

(Dostupno samo za tipkovnice s tipkom za blokiranje)

Blokiranje ili deblokiranje tipkovnice:

- Pritisnite i držite tipku za blokiranje približno šest sekundi.



Kada je tipkovnica blokirana, pozadinsko osvjetljenje tipkovnice polako treperi.

Prilagodba zaslona osjetljivog na dodir, upravljačke ploče i osvjetljenja uvlačive tipkovnice

(Ažurirani sadržaj: stranica 4-17, Upute za upotrebu)

Možete podesiti svjetlinu dodirnog zaslona, pozadinsko osvjetljenje kontrola na upravljačkoj ploči i pozadinsko osvjetljenje tipki na tipkovnici koja se uvlači.

Napomena: Proizvođač ultrazvučnog sustava sastavlja više konfiguracija. Postupak podešavanja svjetline ovisi o konfiguraciji vašeg ultrazvučnog sustava.

Prilagodba postavki svjetline:

1. Dodirnite gumb za konfiguraciju.



2. Dodirnite **Control Panel Settings**.
3. Da biste podesili svjetlinu upravljačke ploče, okrenite potrebnu kontrolu.

Odabir	Opis
Touch Screen	Podešava svjetlinu dodirnog zaslona.
Orange Light	Prilagođava svjetlinu osvjetljenja aktivne kontrole.
White Light	Podešava svjetlinu bijelog osvjetljenja dostupne kontrole.
Keyboard	(Dostupno samo za tipkovnice bez blokadne tipke.) Podešava svjetlinu pozadinskog osvjetljenja tipkovnice koja se uvlači.

Prilagodba svjetline uvlačive tipkovnice:

- Za tipkovnice s tipkom za zaključavanje, pritisnite tipku za pozadinsko osvjetljenje za kruženje kroz postavke: svijetlo, zatamnjeno, isključeno.



- Za tipkovnice bez ključa za zaključavanje:
 - Za povećanje svjetline pritisnite i držite **Shift**, a zatim pritisnite strelicu prema gore na tipkovnici.
 - Za smanjenje svjetline pritisnite i držite **Shift**, a zatim pritisnite strelicu prema dolje na tipkovnici.

Ispravci korisničkog i referentnog priručnika (Croatian/Hrvatski)

Ovi ispravci obuhvaćaju ispravljene informacije iz korisničkog i referentnog priručnika.

Sve upute za rad nalaze se u korisničkom i referentnom priručniku ultrazvučnog sustava.

Opcija AI Measure

(Ažurirani sadržaj: stranica A-21, Upute za upotrebu)

- Kompatibilni pretvornici: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Podržane unaprijed zadane postavke slike: kardiološka

Zahtjevi zaštite okoliša

Pretvornici

(Ažurirani sadržaj: stranica A-47, Upute za upotrebu)

	Tijekom rada	Tijekom skladištenja ili transporta
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	od +10 °C do +35 °C	od -10 °C do +50 °C

Dodatek k uživatelským a referenčním příručkám (Czech/česky)

V dodatku jsou uvedeny aktualizace dosud užívaných uživatelských a referenčních příruček.

Kompletní návod k obsluze naleznete v příslušných uživatelských a referenčních příručkách k ultrazvukovému systému.

Přehled dotykové obrazovky

(Nový obsah: Strana 1-16, Návod k použití)

- 4 Další možnosti na základě volby pracovního postupu a provozního režimu
 - Při konfiguraci systému zahrnuje volby změny jasu ovládacího panelu, dotykové obrazovky a klávesnice bez tlačítka uzamčení.

Speciální klávesy na zasouvateľné klávesnici

(Nový obsah: Strana 1-24, Návod k použití)

Název klávesy	Popis
 (Zámek)	(Pouze pro klávesnice s tlačítkem uzamčení) Uzamkne nebo odemkne tlačítka na klávesnici.
 (Podsvícení)	(Pouze pro klávesnice s tlačítkem uzamčení) Slouží k nastavení jasu podsvícení tlačítek na klávesnici.

Uzamčení zasouvateľné klávesnice

(Nový obsah: Strana 4-5, Návod k použití)

(Pouze pro klávesnice s tlačítkem uzamčení)

Postup uzamčení a odemčení klávesnice:

- Stiskněte a podržte tlačítko uzamčení po dobu přibližně šesti sekund.



Když je klávesnice uzamčena, podsvícení klávesnice pomalu bliká.

Úprava osvětlení dotykové obrazovky, ovládacího panelu a zasouvatelné klávesnice

(Aktualizovaný obsah: Strana 4-17, Návod k použití)

Můžete nastavit jas dotykové obrazovky, podsvícení ovládacích prvků na ovládacím panelu a podsvícení kláves na zasouvatelné klávesnici.

Poznámka: Výrobce ultrazvukového systému sestavuje více konfigurací. Postup úpravy nastavení jasu závisí na konfiguraci ultrazvukového systému.

Úprava nastavení jasu:

1. Dotkněte se tlačítka konfigurace.



2. Dotkněte se možnosti **Control Panel Settings**.
3. Otáčením požadovaného ovládacího prvku nastavte jas ovládacího panelu.

Volba	Popis
Touch Screen	Slouží k nastavení jasu dotykové obrazovky.
Orange Light	Slouží k nastavení jasu osvětlení aktivního ovládacího prvku.
White Light	Slouží k nastavení jasu bílého osvětlení dostupných ovládacích prvků.
Keyboard	(K dispozici pouze pro klávesnice bez tlačítka uzamčení) Slouží k nastavení jasu podsvícení zasouvatelné klávesnice.

Postup nastavení jasu na zasouvatelné klávesnici:

- U klávesnic s klávesou zámku stiskněte klávesu podsvícení a procházejte nastaveními: jasné, tlumené, vypnuté.



- U klávesnic bez klávesy zámku:
 - Chcete-li zvýšit jas, stiskněte a podržte klávesu **Shift** a poté na klávesnici stiskněte šipku nahoru.
 - Chcete-li snížit jas, stiskněte a podržte klávesu **Shift** a poté na klávesnici stiskněte šipku dolů.

Oprava chyb v uživatelských a referenčních příručkách (Czech/česky)

V tomto dokumentu jsou uvedeny opravené informace v uživatelských a referenčních příručkách.

Kompletní návod k obsluze naleznete v příslušných uživatelských a referenčních příručkách k ultrazvukovému systému.

Možnost AI Measure

(Aktualizovaný obsah: Strana A-21, Návod k použití)

- Kompatibilní snímače: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Podporované předvolby snímků: Kardiologické

Požadavky na prostředí

Snímače

(Aktualizovaný obsah: Strana A-47, Návod k použití)

	Během provozu	Během skladování či přepravy
Teplota:	–	–
5Z1, Z6T	+10 °C až +35 °C	-10 °C až +50 °C

Tillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)

Tillægget leverer opdateringer til dine eksisterende bruger- og referencevejledninger.

Se bruger- og referencevejledninger til dit ultralydssystem for et komplet sæt af betjeningsvejledninger.

Berøringsskærm Oversigt

(Nyt indhold: Side 1-16, Brugsanvisning)

- 4 Yderligere valgmuligheder baseret på valg af arbejdsgang og driftsmodus
 - Omfatter under systemkonfiguration valgmuligheder for ændring af lysstyrken på kontrolpanelet, berøringsskærmen eller tastaturet uden en låsetast

Specialtaster på det udtrækkelige tastatur

(Nyt indhold: Side 1-24, Brugsanvisning)

Navn på tast	Beskrivelse
 (Lås)	(Kun tilgængelig for tastaturer med en låsetast) Låser eller oplåser tasterne på tastaturet.
 (Baggrundsbelysning)	(Kun tilgængelig for tastaturer med en låsetast) Justerer lysstyrken for baggrundsbelysningen for tastaturets taster.

Låsning af det udtrækkelige tastatur

(Nyt indhold: Side 4-5, Brugsanvisning)

(Kun tilgængelig for tastaturer med en låsetast)

Sådan låses eller oplåses tastaturet:

- Tryk på låsetasten, og hold den nede i cirka seks sekunder.



Når tastaturet er låst, blinker tastaturets baggrundsbelysning langsomt.

Justering af belysningen i berøringsskærmen, kontrolpanelet og det udtrækkelige tastatur

(Opdateret indhold: Side 4-17, Brugsanvisning)

Du kan justere berøringsskærmens lysstyrke, knappernes bagbelysning på kontrolpanelet og tasternes bagbelysningen på det udtrækkelige tastatur.

Bemærk: Producenten af ultralydssystemet fremstiller en række konfigurationer. Metoden til at justere lysstyrken afhænger af konfiguration for dit ultralydssystem.

Justering af lysstyrken:

1. Tryk på konfigurationsknappen.



2. Tryk på **Control Panel Settings**.
3. Drej på den relevante knap for at justere lysstyrken på kontrolpanelet.

Valg	Beskrivelse
Touch Screen	Justerer lysstyrken på berøringsskærmen.
Orange Light	Justerer lysstyrken for lyset på et aktivt kontrolelement.
White Light	Justerer den hvide lysstyrke på en tilgængelig knap.
Keyboard	(Kun tilgængelig for tastaturer uden en låsetast) Justerer lysstyrken for baggrundslyset på det udtrækkelige tastatur.

Justering af lysstyrken for det udtrækkelige tastatur:

- For tastaturer, der har en låsetast, skal du trykke på tasten til baggrundsbelysning for at skifte mellem indstillingerne: lys, dæmpet, fra.



- For tastaturer, der ikke har nogen låsetast:
 - For at øge lysstyrken skal du trykke på og holde **Shift** nede og dernæst trykke på pil op på tastaturet.
 - For at reducere lysstyrken skal du trykke på og holde **Shift** nede og dernæst trykke på pil ned på tastaturet.

Fejltillæg til bruger- og referencevejledningerne (Danish/Dansk)

Fejltillægget leverer rettede oplysninger til bruger- og referencevejledninger.

Der henvises til bruger- og referencevejledningerne til dit ultralydssystem for komplette betjeningsinstruktioner.

AI Measure, tilvalg

(Opdateret indhold: Side A-21, Brugsanvisning)

- Kompatible transducere: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Understøttede forudindstillinger for billede: Hjerte

Miljøkrav

Transducere

(Opdateret indhold: Side A-47, Brugsanvisning)

	Under drift	Under opbevaring eller transport
Temperatur:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C til +35 °C	-10 °C til +50 °C

Supplement bij gebruikers- en referentiehandleidingen (Dutch/Nederlands)

Het supplement verschaft bijgewerkte informatie voor uw bestaande gebruikers- en referentiehandleidingen.

Raadpleeg de gebruikers- en referentiehandleidingen van uw ultrasoon systeem voor een volledige reeks bedieningsinstructies.

Overzicht aanraakscherm

(Nieuwe inhoud: Pagina 1-16, Gebruiksaanwijzing)

- 4 Aanvullende selecties die zijn gebaseerd op de geselecteerde werkstroom en bedieningsmodus
 - Bevat tijdens systeemconfiguratie selecties voor het aanpassen van de helderheid van het bedieningspaneel, het aanraakscherm of het toetsenbord zonder een vergrendeltoets

Speciale selecties op het uitschuifbare toetsenbord

(Nieuwe inhoud: Pagina 1-24, Gebruiksaanwijzing)

Toetsnaam	Beschrijving
 (Slot)	(Alleen beschikbaar voor toetsenborden met een vergrendeltoets) Vergrendelt of ontgrendelt de toetsen op het toetsenbord.
 (Achtergrondverlichting)	(Alleen beschikbaar voor toetsenborden met een vergrendeltoets) Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van de toetsen op het toetsenbord aanpassen.

Vergrendeling van het uitschuifbare toetsenbord

(Nieuwe inhoud: Pagina 4-5, Gebruiksaanwijzing)

(Alleen beschikbaar voor toetsenborden met een vergrendeltoets)

Het toetsenbord vergrendelen of ontgrendelen:

- Houd de vergrendeltoets ongeveer zes seconden ingedrukt.



Wanneer het toetsenbord vergrendeld is, knippert de achtergrondverlichting van het toetsenbord langzaam.

Het aanraakscherm, bedieningspaneel en de verlichting van het uitschuifbare toetsenbord aanpassen

(Bijgewerkte inhoud: Pagina 4-17, gebruiksaanwijzing)

U kunt de helderheid van het aanraakscherm, de achtergrondverlichting van de bedieningselementen op het bedieningspaneel en de achtergrondverlichting van de toetsen op het uitschuifbare toetsenbord aanpassen.

Opmerking: De fabrikant van het ultrasoon systeem stelt verschillende configuraties samen. De procedure om de helderheidsinstellingen aan te passen is afhankelijk van de configuratie van uw ultrasoon systeem.

De instellingen voor helderheid aanpassen:

1. Tik op de configuratieknop.



2. Tik op **Control Panel Settings**.
3. Draai aan het vereiste bedieningselement om de helderheid van het bedieningspaneel aan te passen.

Selectie	Beschrijving
Touch Screen	Hiermee kunt u de helderheid van het aanraakscherm aanpassen.
Orange Light	Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van een actief bedieningselement aanpassen.
White Light	Hiermee kunt u de helderheid van de witte verlichting van een beschikbaar bedieningselement aanpassen.
Keyboard	(Alleen beschikbaar voor toetsenborden zonder een vergrendeltoets) Hiermee kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting van het uitschuifbare toetsenbord aanpassen.

Om de helderheid van het uitschuifbare toetsenbord aan te passen:

- Voor toetsenborden met een vergrendeltoets, drukt u op de achtergrondverlichtingstoets om de instellingen te doorlopen: helder, gedimd, uit.



- Voor toetsenborden zonder vergrendeltoets:
 - Houd de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de pijltoets naar boven om de helderheid te verhogen.
 - Houd de **Shift**-toets ingedrukt en druk op de pijltoets naar beneden om de helderheid te verlagen.

Errata voor de gebruikers- en referentiehandleidingen (Dutch/Nederlands)

De errata verschaffen gecorrigeerde informatie voor de gebruikers- en referentiehandleidingen.

Raadpleeg de bestaande gebruikers- en referentiehandleidingen van uw ultrasone systeem voor een volledige set bedieningsinstructies.

Optie AI Measure

(Bijgewerkte inhoud: Pagina A-21, gebruiksaanwijzing)

- Compatibele transducers: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Ondersteunde vooraf ingestelde beeldwaarden: Cardiaal

Omgevingsvereisten

Transducers

(Bijgewerkte inhoud: Pagina A-47, gebruiksaanwijzing)

	Tijdens werking	Tijdens opslag of transport
Temperatuur:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C tot +35 °C	-10 °C tot +50 °C

Lisäys käyttö- ja viiteoppaisiin (Finnish/Suomi)

Lisäyksessä on päivityksiä käyttö- ja viiteoppaisiin.

Katso ultraäänijärjestelmän täydelliset käyttöohjeet käyttö- ja viiteoppaista.

Kosketusnäytön yleiskatsaus

(Uusi sisältö: sivut 1-16, Käyttöohjeet)

- 4 Työnkulku- ja toimintatilakohtaiset lisävalinnat
 - Järjestelmän määrittelyn aikana tässä kohdassa on valintoja, jotka mahdollistavat ohjauspaneelin, kosketusnäytön tai lukituspainikkeettoman näppäimistön kirkkauden säätämisen

Sisäänvedettävän näppäimistön erikoisnäppäimet

(Uusi sisältö: sivut 1-24, Käyttöohjeet)

Näppäimen nimi	Kuvaus
	(Saatavilla vain näppäimistöissä, joissa on lukituspainike) Lukitsee tai vapauttaa näppäimistön lukituksen.
(Lukko)	
	(Saatavilla vain näppäimistöissä, joissa on lukituspainike) Säätää näppäimistön painikkeiden taustavalaistuksen kirkkautta.
(Taustavalo)	

Sisäänvedettävän näppäimistön lukitseminen

(Uusi sisältö: sivut 4-5, Käyttöohjeet)

(Saatavilla vain näppäimistöissä, joissa on lukituspainike)

Näppäimistön lukitus tai lukituksen vapauttaminen:

- Paina ja pidä lukituspainike painettuna noin kuusi sekuntia.



Kun näppäimistö on lukittu, tausta valo välkkyi hitaasti.

Kosketusnäytön, ohjauspaneelin ja sisäänvedettävän näppäimistön valaistuksen säätäminen

(Päivitetty sisältö: sivu 4-17, Käyttöohjeet)

Voit säätää kosketusnäytön kirkkautta, ohjauspaneelin säätimien taustavalaistusta sekä sisäänvedettävä näppäimistön taustavalaistusta.

Huomaa: Ultraäänijärjestelmän valmistaja kokoaa useita erilaisia kokoonpanoja. Kirkkauden säätäminen voi tapahtua eri tavalla ultraäänijärjestelmän kokoonpanosta riippuen.

Kirkkausasetusten säätäminen:

1. Napauta määrittämissä painiketta.



2. Napauta **Control Panel Settings**.
3. Säädä ohjauspaneelin kirkkautta kiertämällä vaadittua säädintä.

Valinta	Kuvaus
Touch Screen	Säätää kosketusnäytön kirkkautta.
Orange Light	Säätää aktiivisen säätimen valon kirkkautta.
White Light	Säätää käytettävissä olevan säätimen valkoisen valaistuksen kirkkautta.
Keyboard	(Saatavilla vain näppäimistöissä, joissa ei ole lukituspainiketta) Säätää sisäänvedettävän näppäimistön taustavalaistuksen kirkkautta.

Sisäänvedettävän näppäimistön taustavalaistuksen kirkkauden säätäminen:

- Jos näppäimistössä on lukituspainike, paina taustavalopainiketta asetuksen vaihtamiseksi: kirkas, himmeä, pois päältä.



- Jos näppäimistössä ei ole lukituspainiketta:
 - Lisää kirkkautta painamalla **Shift**-näppäintä ja pitämällä sen painettuna, ja paina sitten näppäimistön ylöspäin osoittavaa nuolta.
 - Vähennä kirkkautta painamalla **Shift**-näppäintä ja pitämällä sen painettuna, ja paina sitten näppäimistön alaspäin osoittavaa nuolta.

Käyttö- ja viiteoppaiden painovirheluettelo (Finnish/Suomi)

Painovirheluettelossa korjataan käyttö- ja viiteoppaissa havaitut virheet.

Katso ultraäänijärjestelmän täydelliset käyttöohjeet käyttö- ja viiteoppaista.

AI Measure -optio

(Päivitetty sisältö: sivu A-21, Käyttöohjeet)

- Yhteensopivat anturit: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Tuetut kuvan esiasetukset: sydän

Ympäristövaatimukset

Anturit

(Päivitetty sisältö: sivu A-47, Käyttöohjeet)

	Käytön aikana	Säilytyksen tai kuljetuksen aikana
Lämpötila:	---	---
5Z1, Z6T	+10–+35 °C	-10–+50 °C

Παράρτημα στα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς (Greek/Ελληνικά)

Το παράρτημα παρέχει ενημερώσεις για τα υπάρχοντα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς.

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς του συστήματος υπερηχογράφου για πλήρες σετ οδηγιών λειτουργίας.

Επισκόπηση οθόνης αφής

(Νέο κείμενο: Σελίδα 1-16, Οδηγίες χρήσης)

- 4 Πρόσθετες επιλογές βάσει της ροής εργασιών και του τρόπου λειτουργίας
 - Κατά τη διευθέτηση συστήματος, περιλαμβάνει επιλογές για αλλαγή της φωτεινότητας του πίνακα ελέγχου, της οθόνης αφής ή του πληκτρολογίου χωρίς πλήκτρο κλειδώματος

Ειδικά πλήκτρα στο αφαιρούμενο πληκτρολόγιο

(Νέο κείμενο: Σελίδα 1-24, Οδηγίες χρήσης)

Όνομα πλήκτρου	Περιγραφή
 (Κλείδωμα)	(Διαθέσιμο μόνο για πληκτρολόγια με πλήκτρο κλειδώματος) Ασφαλίζει ή απασφαλίζει τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
 (Οπίσθιος φωτισμός)	(Διαθέσιμο μόνο για πληκτρολόγια με πλήκτρο κλειδώματος) Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού στα πλήκτρα του πληκτρολογίου.

Ασφάλιση αφαιρούμενου πληκτρολογίου

(Νέο κείμενο: Σελίδα 4-5, Οδηγίες χρήσης)

(Διαθέσιμο μόνο για πληκτρολόγια με πλήκτρο κλειδώματος)

Για να ασφαλίσετε ή να απασφαλίσετε το πληκτρολόγιο:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κλειδώματος για περίπου έξι δευτερόλεπτα.



Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο οπίσθιος φωτισμός του πληκτρολογίου αναβοσβήνει αργά.

Ρύθμιση του φωτισμού της οθόνης αφής, του πίνακα ελέγχου και του αφαιρούμενου πληκτρολογίου

(Ενημέρωση κειμένου: Σελίδα 4-17, Οδηγίες χρήσης)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης αφής, τον οπίσθιο φωτισμό των χειριστηρίων στον πίνακα ελέγχου και τον οπίσθιο φωτισμό των πλήκτρων στο αφαιρούμενο πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Ο κατασκευαστής του συστήματος υπερηχογράφου προσφέρει πολλαπλές διευθετήσεις. Η διαδικασία για την προσαρμογή των ρυθμίσεων φωτεινότητας εξαρτάται από τη διευθέτηση του συστήματος υπερηχογράφου.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας:

1. Χτυπήστε ελαφρά το κουμπί ρυθμίσεων.



2. Χτυπήστε ελαφρά το **Control Panel Settings**.
3. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πίνακα ελέγχου, περιστρέψτε το απαιτούμενο χειριστήριο.

Επιλογή	Περιγραφή
Touch Screen	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης αφής.
Orange Light	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του φωτισμού στο ενεργό χειριστήριο.
White Light	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του λευκού φωτισμού σε ένα διαθέσιμο χειριστήριο.
Keyboard	(Διαθέσιμο μόνο για πληκτρολόγια χωρίς πλήκτρο κλειδώματος) Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού στο αφαιρούμενο πληκτρολόγιο.

Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του αφαιρούμενου πληκτρολογίου:

- Για πληκτρολόγια με πλήκτρο κλειδώματος, πατήστε το πλήκτρο οπίσθιου φωτισμού για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων: φωτεινή, αμυδρή, απενεργοποιημένη.



- Για πληκτρολόγια χωρίς πλήκτρο κλειδώματος:
 - Για να αυξήσετε τη φωτεινότητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Shift** και στη συνέχεια, πατήστε το βέλος προς τα πάνω στο πληκτρολόγιο.
 - Για να μειώσετε τη φωτεινότητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Shift** και στη συνέχεια, πατήστε το βέλος προς τα κάτω στο πληκτρολόγιο.

Λίστα διορθώσεων για τα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς (Greek/Ελληνικά)

Η λίστα διορθώσεων παρέχει διορθωμένες πληροφορίες για τα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς.

Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήστη και αναφοράς του συστήματος υπερηχογράφου για πλήρες σετ οδηγιών λειτουργίας.

Επιλογή AI Measure

(Ενημέρωση κειμένου: Σελίδα A-21, Οδηγίες χρήσης)

- Συμβατοί ηχοβολείς: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Υποστηριζόμενες προεπιλογές απεικόνισης: Καρδιακή

Απαιτήσεις περιβάλλοντος

Ηχοβολείς

(Ενημέρωση κειμένου: Σελίδα A-47, Οδηγίες χρήσης)

	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά
Θερμοκρασία:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C έως +35°C	-10°C έως +50°C

Kiegészítés a felhasználói és referencia-kézikönyvhöz (Hungarian/magyar)

A kiegészítés frissítésekkel szolgál a meglévő felhasználói és referencia-kézikönyvekhez.

A teljes kezelési útmutatót az ultrahangrendszer felhasználói és referencia-kézikönyve tartalmazza.

Az érintőképernyő áttekintése

(Új tartalom: Használati útmutató, 1-16. oldal)

- 4 További lehetőségek a munkafolyamat- és üzemmódválasztás alapján
 - A rendszer-konfiguráció során a kezelőpult, az érintőképernyő, illetve a zároló billentyű nélküli billentyűzet fényerejének módosítására szolgáló lehetőségeket tartalmaz

A visszahúzható billentyűzeten található speciális billentyűk

(Új tartalom: Használati útmutató, 1-24. oldal)

Billentyű	Leírás
 (Zárolás)	(Csak zároló billentyűt tartalmazó billentyűzetek esetén érvényes) Lezárja vagy feloldja a billentyűzet billentyűit.
 (Háttérvilágítás)	(Csak zároló billentyűt tartalmazó billentyűzetek esetén érvényes) Segítségével beállítható billentyűzet billentyű-háttérvilágításának fényereje.

A visszahúzható billentyűzet lezárása

(Új tartalom: Használati útmutató, 4-5. oldal)

(Csak zároló billentyűt tartalmazó billentyűzetek esetén érvényes)

A billentyűzet lezárása vagy feloldása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a zároló billentyűt körülbelül hat másodpercig.



Ha a billentyűzet lezárásra került, a billentyűzet háttérvilágítása lassan villogni kezd.

Az érintőképernyő, a kezelőpult és a visszahúzható billentyűzet világításának beállítása

(Frissített tartalom: Használati útmutató, 4-17. oldal)

Beállítható az érintőképernyő fényereje, a kezelőpulton lévő vezérlőelemek háttérvilágítása, valamint a visszahúzható billentyűzet billentyűinek háttérvilágítása.

Megjegyzés: Az ultrahangrendszer gyártója sokféle konfigurációt állít össze. A fényerő állításának módja az adott ultrahangrendszer konfigurációjától függ.

A fényerő-beállítások módosításához:

1. Koppintson a konfiguráció lehetőségre.



2. Koppintson a **Control Panel Settings** lehetőségre.
3. A kezelőpult fényerejének beállításához forgassa el a megfelelő vezérlőelemet.

Választható lehetőség	Leírás
Touch Screen	Segítségével beállítható az érintőképernyő fényereje.
Orange Light	Segítségével beállítható az aktív vezérlőelem fényének fényereje.
White Light	Segítségével beállítható az alkalmazható vezérlőelem fehér fényének fényereje.
Keyboard	(Kizárólag zároló billentyű nélküli billentyűzetek esetén érhető el) Segítségével beállítható a visszahúzható billentyűzet háttérvilágításának fényereje.

A visszahúzható billentyűzet fényerejének beállításához:

- Zároló billentyűs billentyűzeteknél nyomja meg a háttérvilágítás gombot a lehetőségek közötti váltáshoz: fényes, tompa, ki.



- Zároló billentyű nélküli billentyűzeteknél:
 - A fényerő növeléséhez nyomja le és tartsa nyomva a **Shift** billentyűt, és nyomja meg a felfelé nyilat a billentyűzeten.
 - A fényerő csökkentéséhez nyomja le és tartsa nyomva a **Shift** billentyűt, és nyomja meg a lefelé nyilat a billentyűzeten.

Hibajegyzék a felhasználói és a referencia-kézikönyvhöz (Hungarian/magyar)

Ez a hibajegyzék javított információkkal szolgál a felhasználói és a referencia-kézikönyvekhez képest.

A teljes kezelési útmutatót az ultrahangrendszer felhasználói és referencia-kézikönyve tartalmazza.

AI Measure opció

(Frissített tartalom: Használati útmutató, A-21. oldal)

- Kompatibilis vizsgálófejek: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Támogatott képi előbeállítások: Szív

Környezeti követelmények

Vizsgálófejek

(Frissített tartalom: Használati útmutató, A-47. oldal)

	Működés közben	Tárolás vagy szállítás során
Hőmérséklet:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C és +35 °C között	-10 °C és +50 °C között

Suplemen untuk Panduan Pengguna dan Referensi (Indonesian/Bahasa Indonesia)

Suplemen ini memperbarui informasi dalam panduan pengguna dan referensi yang sudah Anda miliki.

Lihat panduan pengguna dan referensi sistem ultrasonografi untuk mengetahui seluruh petunjuk pengoperasian lengkap.

Ikhtisar Layar Sentuh

(Konten baru: Halaman 1-16, Petunjuk Penggunaan)

- 4 Pilihan tambahan berdasarkan pilihan alur kerja dan mode pengoperasian
 - Selama konfigurasi sistem, termasuk pilihan untuk mengubah kecerahan panel kontrol, layar sentuh, atau keyboard tanpa kunci pengunci

Tombol Khusus pada Keyboard yang Dapat Ditarik

(Konten baru: Halaman 1-24, Petunjuk Penggunaan)

Nama Tombol	Deskripsi
 (Kunci)	(Hanya tersedia untuk keyboard dengan tombol kunci) Mengunci atau membuka kunci tombol pada keyboard.
 (Lampu latar)	(Hanya tersedia untuk keyboard dengan tombol kunci) Menyesuaikan kecerahan lampu latar tombol pada keyboard.

Mengunci Keyboard yang Dapat Ditarik

(Konten baru: Halaman 4-5, Petunjuk Penggunaan)

(Hanya tersedia untuk keyboard dengan tombol kunci)

Untuk mengunci atau membuka kunci keyboard:

- Tekan dan tahan kunci selama sekitar enam detik.



Jika keyboard terkunci, lampu latar keyboard akan berkedip secara perlahan.

Menyesuaikan Layar Sentuh, Panel Kontrol, dan Pencahayaan Keyboard yang Dapat Ditarik

(Konten setelah pembaruan: Halaman 4-17, Petunjuk Penggunaan)

Anda dapat menyesuaikan kecerahan layar sentuh, pencahayaan latar kontrol pada panel kontrol, dan pencahayaan latar tombol pada keyboard yang dapat ditarik.

Catatan: Produsen sistem ultrasound merakit beberapa konfigurasi. Prosedur untuk menyesuaikan pengaturan kecerahan bergantung pada konfigurasi sistem ultrasound Anda.

Untuk menyesuaikan pengaturan kecerahan:

1. Ketuk tombol konfigurasi.



2. Ketuk **Control Panel Settings**.

3. Untuk menyesuaikan kecerahan panel kontrol, putar kontrol yang diperlukan.

Pilihan	Deskripsi
Touch Screen	Menyesuaikan kecerahan layar sentuh.
Orange Light	Menyesuaikan kecerahan pencahayaan dari kontrol yang aktif.
White Light	Menyesuaikan kecerahan pencahayaan putih dari kontrol yang tersedia.
Keyboard	(Hanya tersedia untuk keyboard tanpa kunci gembok) Menyesuaikan kecerahan pencahayaan latar dari keyboard yang dapat ditarik.

Untuk menyesuaikan kecerahan keyboard yang dapat ditarik:

- Untuk keyboard dengan tombol kunci, tekan tombol lampu latar untuk menelusuri pengaturan: terang, redup, mati.



- Untuk keyboard tanpa tombol kunci:
 - Untuk meningkatkan kecerahan, tekan dan tahan **Shift** lalu tekan panah atas pada keyboard.
 - Untuk mengurangi kecerahan, tekan dan tahan **Shift** lalu tekan panah bawah pada keyboard.

Ralat untuk Panduan Pengguna dan Referensi (Indonesian/Bahasa Indonesia)

Ralat ini mengoreksi informasi dalam panduan pengguna dan referensi.

Lihat panduan pengguna dan referensi sistem ultrasonik untuk seluruh petunjuk pengoperasian lengkap.

Opsi AI Measure

(Konten setelah pembaruan: Halaman A-21, Petunjuk Penggunaan)

- Transduser yang kompatibel: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Prapengaturan gambar yang didukung: Jantung

Persyaratan Lingkungan

Transduser

(Konten setelah pembaruan: Halaman A-47, Petunjuk Penggunaan)

	Selama Pengoperasian	Selama Penyimpanan atau Pengangkutan
Suhu:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C hingga +35 °C	-10 °C hingga +50 °C

ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの補足 (Japanese/日本語)

この補足は、既存のユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルにアップデートを提供するものです。

操作指示全文は、超音波画像診断装置のお使いのユーザーマニュアルとリファレンスマニュアルを参照してください。

タッチスクリーン概要

(新しい内容: ページ 1-16、取扱説明書)

- 4 ワークフロー選択と操作モードに基づく追加の選択
 - システム構成中に、コントロールパネル、タッチスクリーン、またはロックキーなしのキーボードの輝度を変更するための選択を含みます

引き込み式キーボードの特殊キー

(新しい内容: ページ 1-24、取扱説明書)

キー名	説明
 (ロック)	(ロックキー付きキーボードにのみ使用可能) キーボード上のキーをロックおよびロック解除する方法:
 (バックライト)	(ロックキー付きキーボードにのみ使用可能) キーボード上のキーのバックライトの輝度を調整します。

引き込み式キーボードのロック

(新しい内容: ページ 4-5、取扱説明書)

(ロックキー付きキーボードにのみ使用可能)

キーボードをロックおよびロック解除するには:

- ロックキーを約 6 秒間長押しします。



キーボードがロックされると、キーボードのバックライトがゆっくりと点滅します。

タッチスクリーン、コントロールパネルおよび引き込み式キーボードの照明の調整

(更新された内容: ページ 4-17、取扱説明書)

タッチスクリーンの明るさ、コントロールパネル上のコントロールのバックライト、および引き込み式キーボード上のキーのバックライトを調整できます。

注: 超音波画像診断装置のメーカーは複数の構成を組み立てています。輝度の設定を調整する手順は、お使いの超音波画像診断装置の構成によって異なります。

明るさ設定を調整する方法:

1. 構成ボタンをタップします。



2. **Control Panel Settings** をタップします。
3. コントロールパネルの明るさを調整するには、必要なコントロールを回転させてください。

選択項目	説明
Touch Screen	タッチスクリーンの明るさを調整します。
Orange Light	アクティブなコントロールのライトの明るさを調節します。
White Light	アクティブなコントロールの白色のライトの明るさを調節します。
Keyboard	(ロックキー無しのキーボードにのみ使用可能) 引き込み式キーボードのバックライトの明るさを調整します。

引き込み式キーボードの輝度を調整するには:

- ロックキー付き引き込み式キーボードの場合、バックライトキーを押して、明るい、薄暗い、オフの設定を切り替えます。



- ロックキーのないキーボードの場合:
 - 輝度を上げるには、**Shift** キーを長押ししながら、キーボードの上矢印キーを押します。
 - 輝度を下げるには、**Shift** キーを長押ししながら、キーボードの下矢印キーを押します。

ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルへの正誤表 (Japanese/日本語)

この正誤表は、ユーザーマニュアルおよびリファレンスマニュアルに関して訂正された情報を提供するものです。

操作指示全文は、超音波画像診断装置の既存のユーザーマニュアルとリファレンスマニュアルを参照してください。

AI Measure オプション

(更新された内容: ページ A-21、取扱説明書)

- 対応プローブ: 5V1、8V3、10V4、5Z1、Z6T、CW2
サポート画像プリセット: 心臓

環境要件

プローブ

(更新された内容: ページ A-47、取扱説明書)

	使用時	保管または輸送時
温度:	---	---
5Z1, Z6T	+10° C ~ +35° C	-10° C ~ +50° C

사용자 및 참조 설명서 부록(Korean/한국어)

이 부록은 기존의 사용자 및 참조 설명서에 대해 업데이트 정보를 제공합니다.

전체 사용 지침은 초음파 시스템의 사용자 및 참조 설명서를 참조하십시오.

터치 스크린 개요

(새로운 내용: 사용 설명서 1-16 페이지)

- 4 워크플로우 선택 및 작동 모드를 기준으로 한 추가 선택 메뉴
- 시스템 구성 중, 제어 패널, 터치 스크린 또는 잠금 키가 없는 키보드의 밝기 변경을 위한 선택 메뉴를 포함합니다.

접이식 키보드의 특수 키

(새로운 내용: 사용 설명서 1-24 페이지)

키 이름	설명
 (잠금)	(잠금 키가 있는 키보드만 해당) 키보드의 키를 잠그거나 잠금을 풀니다.
 (백라이트)	(잠금 키가 있는 키보드만 해당) 키보드 키의 백라이트 밝기를 조정합니다.

접이식 키보드 잠금

(새로운 내용: 사용 설명서 4-5 페이지)

(잠금 키가 있는 키보드만 해당)

키보드를 잠그거나 푸는 방법:

- 잠금 키를 약 6 초 동안 길게 누릅니다.



키보드가 잠기면 키보드의 백라이트가 느리게 깜박입니다.

터치 스크린, 제어 패널 및 접이식 키보드 조명 조정

(업데이트된 내용: 사용 설명서 4-17 페이지)

터치 스크린의 밝기, 제어판의 컨트롤 백라이트, 접이식 키보드의 키 백라이트를 조절할 수 있습니다.

참조: 초음파 시스템 제조업체는 여러 가지 구성을 조합하여 사용합니다. 밝기 설정을 조절하는 절차는 초음파 시스템의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

밝기 설정 조정 방법:

1. 구성 버튼을 탭합니다.



2. **Control Panel Settings** 를 탭합니다.
3. 제어판의 밝기를 조정하려면 필요한 컨트롤을 돌립니다.

선택	설명
Touch Screen	터치 스크린의 밝기를 조정합니다.
Orange Light	활성 컨트롤의 조명 밝기를 조정합니다.
White Light	사용 가능한 컨트롤의 백색 조명 밝기를 조정합니다.
Keyboard	(잠금 키가 없는 키보드에만 사용 가능) 접이식 키보드의 백라이트 밝기를 조정합니다.

접이식 키보드의 밝기 조절 방법:

- 잠금 키가 있는 키보드의 경우 백라이트 키를 누르면 밝게, 어둡게, 끄기 등의 설정이 차례로 전환됩니다.



- 잠금 키가 없는 키보드의 경우:
 - 밝기를 증가시키려면 키보드에서 **Shift** 키를 길게 누른 다음, 위쪽 화살표를 누릅니다.
 - 밝기를 감소시키려면 키보드에서 **Shift** 키를 길게 누른 다음, 아래쪽 화살표를 누릅니다.

사용자 및 참조 설명서의 오류 정정 항목 (Korean/한국어)

이 오류 정정 항목은 사용자 및 참조 설명서에 대해 수정된 정보를 제공합니다.

전체 사용 지침은 초음파 시스템의 사용자 및 참조 설명서를 참조하십시오.

AI Measure 옵션

(업데이트된 내용: 사용 설명서 A-21 페이지)

- 호환 트랜스듀서: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
지원되는 영상 프리셋: 심장

환경 요구 사항

트랜스듀서

(업데이트된 내용: 사용 설명서 A-47 페이지)

	작동 중	보관 또는 운반 중
온도:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C - +35°C	-10°C - +50°C

Naudotojo ir informacinių vadovų priedas (Lithuanian/lietuvių k)

Priede pateikiami esamų naudotojo ir informacinių vadovų atnaujinimai.

Visą naudojimo instrukcijų rinkinį rasite savo ultragarso sistemos naudotojo ir informaciniuose vadovuose.

Jutiklinio ekrano apžvalga

(Naujas turinys: naudojimo instrukcijų 1-16 psl.)

- 4 Papildomos parinktys, paremtos darbo eigos parinktimi ir darbo režimu
 - Vykdamas sistemos konfigūravimą, apima parinktį, skirtą pakeisti valdymo pulto, jutiklinio ekrano ar klaviatūros ryškumą be užrakto klavišo.

Specialūs ištraukiamos klaviatūros klavišai

(Naujas turinys: naudojimo instrukcijų 1-24 psl.)

Klavišo pavadinimas	Aprašas
	(Taikoma tik klaviatūroms su užrakinimo mygtuku) Atrakinami arba užrakinami klaviatūros klavišai.
(Užraktas)	
	(Taikoma tik klaviatūroms su užrakinimo mygtuku) Reguliuojamas klaviatūros mygtukų foninio apšvietimo ryškumas.
(Apšvietimas)	

Ištraukiamos klaviatūros užrakinimas

(Naujas turinys: naudojimo instrukcijų 4-5 psl.)

(Taikoma tik klaviatūroms su užrakinimo mygtuku)

Klaviatūros užrakinimas arba atrakinimas

- Paspauskite užrakinimo mygtuką ir laikykite paspaudę apytiksliai šešias sekundes.



Kai klaviatūra užrakinta, lėtai mirksi klaviatūros apšvietimas.

Jutiklinio ekrano, valdymo pulto ir ištraukiamosios klaviatūros apšvietimo reguliavimas

(Atnaujintas turinys: Naudojimo instrukcijos 4-17 psl.)

Galite reguliuoti jutiklinio ekrano ryškumą, valdymo pulto valdiklių apšvietimą ir ištraukiamosios klaviatūros mygtukų apšvietimą.

Pastaba. Ultragarso sistemos gamintojas gamina įvairias konfigūracijas. Ryškumo nustatymų reguliavimo tvarka priklauso nuo ultragarso sistemos konfigūracijos.

Ryškumo nuostatų reguliavimas:

1. Bakstelėkite konfigūravimo mygtuką.



2. Bakstelėkite **Control Panel Settings**.
3. Norėdami reguliuoti valdymo pulto apšvietimo ryškumą, sukite reikiamą valdiklį.

Parinktis	Aprašas
Touch Screen	Reguliuojamas jutiklinio ekrano ryškumas.
Orange Light	Reguliuojamas aktyvaus valdiklio apšvietimo ryškumas.
White Light	Reguliuojamas galimo naudoti valdiklio baltos spalvos apšvietimo ryškumas.
Keyboard	(Taikoma tik klaviatūroms be užrakinimo mygtuko) Reguliuojamas ištraukiamosios klaviatūros apšvietimo ryškumas.

Norėdami reguliuoti ištraukiamos klaviatūros ryškumą, atlikti nurodytus veiksmus.

- Klaviatūrose su užrakto mygtuku paspauskite foninio apšvietimo mygtuką, kad galėtumėte cikliškai keisti nustatymus: ryškus, pritemdytas, išjungtas.



- Klaviatūroms be užrakto mygtuko:
 - Norėdami padidinti ryškumą, paspauskite ir palaikykite **Shift**, tada paspauskite klaviatūros rodyklę į viršų.
 - Norėdami sumažinti ryškumą, paspauskite ir palaikykite **Shift**, tada paspauskite klaviatūros rodyklę žemyn.

Naudotojo vadovo ir informacinių žinynų priedas (Lithuanian/lietuvių k)

Priede pateikiama pataisyta naudotojo vadovo ir informacinių žinynų informacija.

Norėdami viso naudojimo instrukcijų rinkinio, žr. ultragarsinės sistemos naudotojo vadovą ir informacinius žinynus.

Parinktis „AI Measure“

(Atnaujintas turinys: Naudojimo instrukcijos A-21 psl.)

- Suderinami jutikliai: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Palaikomi iš anksto nustatyti vaizdai: Širdies

Aplinkos reikalavimai

Jutikliai

(Atnaujintas turinys: Naudojimo instrukcijos A-47 psl.)

	Veikimo metu	Saugojimo ar transportavimo metu
Temperatūra:	---	---
5Z1, Z6T	nuo +10°C iki +35°C	nuo -10°C iki +50°C

Dodatek do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego (Polish/Polski)

Dodatek zawiera aktualizacje do istniejącego podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego.

Pełny komplet instrukcji obsługi znajduje się w podręcznikach użytkownika i podręcznikach referencyjnych systemu ultrasonograficznego.

Ekran dotykowy — informacje ogólne

(Nowa treść: strona 1-16, Instrukcja obsługi)

- 4 Dodatkowe opcje na podstawie wyboru przebiegu pracy i trybu pracy
 - Podczas konfiguracji systemu obejmują one opcje zmiany jasności panelu sterowania, ekranu dotykowego lub klawiatury bez klawisza blokady

Klawisze specjalne na klawiaturze wysuwanej

(Nowa treść: strona 1-24, Instrukcja obsługi)

Nazwa klawisza	Opis
	(Dostępne tylko dla klawiatur z klawiszem blokady) Blokuje lub odblokowuje klawisze na klawiaturze. (Blokada)
	(Dostępne tylko dla klawiatur z klawiszem blokady) Dostosowuje jasność podświetlenia klawiszy na klawiaturze. (Podświetlenie)

Blokowanie klawiatury wysuwanej

(Nowa treść: strona 4-5, Instrukcja obsługi)

(Dostępne tylko dla klawiatur z klawiszem blokady)

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę:

- Nacisnąć i przytrzymać klawisz blokady przez około sześć sekund.



Po zablokowaniu klawiatury jej podświetlenie powoli miga.

Regulacja podświetlenia ekranu dotykowego, panelu sterowania i wysuwanej klawiatury

(Zaktualizowana treść: strona 4-17, Instrukcja obsługi)

Istnieje możliwość dostosowania jasności ekranu dotykowego, podświetlenia elementów sterowania na panelu sterowania oraz podświetlenia klawiatury wysuwanej.

Uwaga: Producent systemu ultrasonograficznego stosuje wiele konfiguracji. Procedura regulacji ustawień jasności zależy od konfiguracji systemu ultrasonograficznego.

Aby dostosować ustawienia jasności:

1. Dotknąć przycisku konfiguracji.



2. Dotknąć opcji **Control Panel Settings**.
3. Aby dostosować jasność panelu sterowania, obrócić wybrany element sterujący.

Opcja	Opis
Touch Screen	Dostosowuje jasność ekranu dotykowego.
Orange Light	Pozwala dostosować jasność świecenia aktywnego elementu sterującego.
White Light	Dostosowuje jasność białego wskaźnika świetlnego dostępnego elementu sterującego.
Keyboard	(Dostępne tylko dla klawiatur bez klawisza blokady) Umożliwia regulację jasności podświetlenia klawiatury wysuwanej.

Aby dostosować jasność klawiatury wysuwanej:

- W przypadku klawiatur z przyciskiem blokady naciśnij przycisk podświetlenia, aby przełączać się między ustawieniami: jasna, przyciemniona, wyłączona.



- Dla klawiatur bez klawisza blokady:
 - Aby zwiększyć jasność, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Shift**, a następnie naciśnij strzałkę w górę na klawiaturze.
 - Aby zmniejszyć jasność, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Shift**, a następnie naciśnij strzałkę w dół na klawiaturze.

Errata do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego (Polish/Polski)

Niniejsza errata zawiera poprawione informacje do podręcznika użytkownika i podręcznika referencyjnego.

Pełny komplet instrukcji obsługi ultrasonografu znajduje się w podręcznikach użytkownika i podręcznikach referencyjnych systemu ultrasonograficznego.

Opcja AI Measure

(Zaktualizowana treść: strona A-21, Instrukcja obsługi)

- Zgodne przetworniki: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Obsługiwane wstępne ustawienia obrazu: Kardiologiczne

Wymagania środowiskowe

Przetworniki

(Zaktualizowana treść: strona A-47, Instrukcja obsługi)

	Podczas działania	Podczas przechowywania i transportu
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	od +10°C do +35°C	od -10°C do +50°C

Complemento aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)

O complemento fornece atualizações dos manuais do usuário e de referência existentes.

Consulte os manuais do usuário e de referência do seu sistema de ultrassonografia para obter um conjunto completo de instruções de operação.

Visão geral da touch screen

(Novo conteúdo: página 1-16, Instruções de uso)

- 4 Opções adicionais com base na seleção de fluxo de trabalho e modo de operação
 - Durante a configuração do sistema, inclui opções para alterar o brilho do painel de controle, touch screen ou teclado sem uma tela de bloqueio

Teclas especiais no teclado retrátil

(Novo conteúdo: página 1-24, Instruções de uso)

Nome da tecla	Descrição
 (Bloqueio)	(Disponível apenas em teclados com tecla de bloqueio) Bloqueia ou desbloqueia as teclas no teclado.
 (Luz de fundo)	(Disponível apenas em teclados com tecla de bloqueio) Ajusta o brilho da luz de fundo das teclas do teclado.

Bloqueio do teclado retrátil

(Novo conteúdo: página 4-5, Instruções de uso)

(Disponível apenas em teclados com tecla de bloqueio)

Para bloquear ou desbloquear o teclado:

- pressione e segure a tecla de bloqueio por aproximadamente seis segundos.



Quando o teclado estiver bloqueado, a luz de fundo pisca lentamente.

Ajuste da touch screen, do painel de controle e da iluminação do teclado retrátil

(Conteúdo atualizado: Página 4-17, Instruções de uso)

É possível ajustar o brilho do touch screen, a luz de fundo dos botões no painel de controle e a luz de fundo das teclas no teclado retrátil.

Observação: o fabricante do sistema de ultrassonografia oferece várias configurações. O procedimento para ajustar o brilho depende da configuração específica do seu sistema de ultrassonografia.

Para ajustar as configurações de brilho:

1. Toque no botão de configuração.



2. Toque em **Control Panel Settings**.
3. Para ajustar o brilho do painel de controle, gire o botão requerido.

Seleção	Descrição
Touch Screen	Ajusta o brilho do touch screen.
Orange Light	Ajusta o brilho da luz de um controle ativo.
White Light	Ajusta o brilho da luz branca de um controle disponível.
Keyboard	(Disponível apenas em teclados sem tecla de bloqueio) Ajusta o brilho da luz de fundo do teclado retrátil.

Para ajustar o brilho do teclado retrátil:

- Em teclados com uma tecla de bloqueio, pressione a tecla da luz de fundo para alternar entre as configurações: brilhante, luz fraca e desligado.



- Em teclados sem tecla de bloqueio:
 - Para aumentar o brilho, pressione e mantenha pressionada a tecla **Shift** e, em seguida, pressione a seta para cima no teclado.
 - Para diminuir o brilho, pressione e mantenha pressionada a tecla **Shift** e, em seguida, pressione a seta para baixo no teclado.

Errata aos manuais do usuário e de referência (Portuguese Brazil/Português Brasil)

A errata fornece informações corrigidas dos manuais do usuário e de referência.

Consulte os manuais do usuário e de referência do seu sistema de ultrassonografia para obter um conjunto completo de instruções de operação.

Opção AI Measure

(Conteúdo atualizado: Página A-21, Instruções de uso)

- Transdutores compatíveis: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Predefinições de imagem com suporte: Cardíaco

Requisitos ambientais

Transdutores

(Conteúdo atualizado: Página A-47, Instruções de uso)

	Durante a operação	Durante o armazenamento ou transporte
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C a +35 °C	-10 °C a +50 °C

Suplemento aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)

O suplemento fornece atualizações aos Manuais do Utilizador e de Referência existentes.

Consulte o manual do utilizador e de referência do seu sistema de ultrassom para conhecer um conjunto completo de instruções de funcionamento.

Descrição geral do ecrã tátil

(Novo conteúdo: Página 1-16, Instruções de utilização)

- 4 Seleções adicionais com base na seleção do fluxo de trabalho e no modo de funcionamento
 - Durante a configuração do sistema, inclui seleções para alterar a luminosidade do painel de controlo, ecrã tátil ou teclado sem tecla de bloqueio

Teclas especiais no teclado retrátil

(Novo conteúdo: Página 1-24, Instruções de utilização)

Nome da tecla	Descrição
 (Bloqueio)	(Disponível apenas para teclados com uma tecla de bloqueio) Bloqueia ou desbloqueia as teclas do teclado.
 (Retroiluminação)	(Disponível apenas para teclados com uma tecla de bloqueio) Ajusta o brilho da retroiluminação das teclas do teclado.

Bloquear o teclado retrátil

(Novo conteúdo: Página 4-5, Instruções de utilização)

(Disponível apenas para teclados com uma tecla de bloqueio)

Para bloquear ou desbloquear o teclado:

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio durante cerca de seis segundos.



Quando o teclado está bloqueado, a retroiluminação do teclado pisca lentamente.

Ajustar o ecrã tátil, o painel de controlo e a luz do teclado retrátil

(Conteúdo atualizado: Página 4-17, Instruções de utilização)

É possível ajustar o brilho do ecrã tátil, a retroiluminação dos controlos no painel de controlo e a retroiluminação das teclas no teclado retrátil.

Nota: o fabricante do sistema de ultrassom monta várias configurações. O procedimento de ajuste das definições do brilho depende da configuração do seu sistema de ultrassom.

Para ajustar as definições de brilho:

1. Toque no botão de configuração.



2. Toque em **Control Panel Settings**.
3. Para ajustar o brilho do painel de controlo, rode o controlo necessário.

Seleção	Descrição
Touch Screen	Ajusta o brilho do ecrã tátil.
Orange Light	Ajusta o brilho da luz de um controlo ativo.
White Light	Ajusta o brilho da luz branca de um controlo disponível.
Keyboard	(Disponível apenas para teclados sem tecla de bloqueio) Ajusta o brilho da retroiluminação do teclado retrátil.

Para ajustar o brilho do teclado retrátil:

- Em teclados com tecla de bloqueio, prima a tecla da retroiluminação para percorrer as definições: brilhante, fraca, desligada.



- Em teclados sem tecla de bloqueio:
 - Para aumentar o brilho, prima sem soltar **Shift** e, em seguida, prima a seta para cima no teclado.
 - Para diminuir o brilho, prima sem soltar **Shift** e, em seguida, prima a seta para baixo no teclado.

Errata aos Manuais do Utilizador e de Referência (Portuguese/Português)

A errata fornece informações corrigidas para os Manuais do Utilizador e de Referência.

Consulte os manuais do utilizador e de referência do seu sistema de ultrassons para um conjunto completo de instruções de funcionamento.

Opção AI Measure

(Conteúdo atualizado: Página A-21, Instruções de utilização)

- Transdutores compatíveis: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Predefinições de imagem suportadas: cardíaca

Requisitos ambientais

Transdutores

(Conteúdo atualizado: Página A-47, Instruções de utilização)

	Durante o funcionamento	Durante o armazenamento ou o transporte
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C a +35 °C	-10 °C a +50 °C

Supliment la manualul pentru utilizator și manualul de referință (Romanian/Română)

Suplimentul oferă actualizări pentru manualul pentru utilizator și manualul de referință existent.

Consultați manualul pentru utilizator și manualul de referință al sistemului cu ultrasunete pentru un set complet de instrucțiuni de operare.

Prezentare generală a ecranului tactil

(Conținut nou: Pagina 1-16, Instrucțiuni de utilizare)

- 4 Selecții suplimentare bazate pe selecția fluxului de lucru și modul de funcționare
 - În timpul configurării sistemului, include selecții pentru a modifica luminozitatea panoului de control, a ecranului tactil sau a tastaturii fără o tastă de blocare

Taste speciale de pe tastatura retractabilă

(Conținut nou: Pagina 1-24, Instrucțiuni de utilizare)

Denumirea tastei	Descriere
	(Funcție disponibilă numai pentru tastaturile cu o tastă de blocare) Blochează sau deblochează tastele de pe tastatură.
(Blocare)	
	(Funcție disponibilă numai pentru tastaturile cu o tastă de blocare) Ajustează intensitatea luminii de fundal a tastelor de pe tastatură.
(Lumina de fundal)	

Blocarea tastaturii retractabile

(Conținut nou: Pagina 4-5, Instrucțiuni de utilizare)

(Funcție disponibilă numai pentru tastaturile cu o tastă de blocare)

Pentru a bloca sau debloca tastatura:

- Apăsăți și mențineți apăsată tasta de blocare timp de aproximativ șase secunde.



Când tastatura este blocată, lumina de fundal a tastaturii clipește încet.

Reglarea iluminării ecranului tactil, a panoului de control și a tastaturii retractabile

(Conținut actualizat: pagina 4-17, Instrucțiuni de utilizare)

Puteți regla luminozitatea ecranului tactil, iluminarea de fundal a comenzilor de pe panoul de comandă și iluminarea de fundal a tastelor de pe tastatura retractabilă.

Notă: Producătorul sistemului cu ultrasunete realizează configurații multiple. Procedura de ajustare a setărilor de luminozitate depinde de configurația sistemului cu ultrasunete.

Pentru a regla setările de luminozitate:

1. Atingeți butonul de configurare.



2. Atingeți **Control Panel Settings**.
3. Pentru a ajusta luminozitatea panoului de comandă, rotiți butonul dorit.

Selecție	Descriere
Touch Screen	Ajustează luminozitatea ecranului tactil.
Orange Light	Ajustează luminozitatea luminii unei comenzi active.
White Light	Ajustează luminozitatea luminii albe a unei comenzi disponibile.
Keyboard	(Disponibilă numai pentru tastaturile fără tastă de blocare) Ajustează intensitatea iluminării de fundal a tastaturii retractabile.

Pentru a ajusta luminozitatea tastaturii retractabile:

- Pentru tastaturile cu o tastă de blocare, apăsați tasta de iluminare de fundal pentru a parcurge setările: luminos, estompat, oprit.



- Pentru tastaturi fără tastă de blocare:
 - Pentru a crește luminozitatea, țineți apăsat tasta **Shift** și apoi apăsați săgeata în sus de pe tastatură.
 - Pentru a scădea luminozitatea, țineți apăsat tasta **Shift** și apoi apăsați săgeata în jos de pe tastatură.

Errata la manualele de utilizare și referință (Romanian/Română)

Erata oferă informații revizuite la manualul pentru utilizator și manualul de referință.

Consultați manualele de utilizare și de referință ale sistemului dvs. cu ultrasunete pentru un set complet de instrucțiuni de utilizare.

Opțiune AI Measure

(Conținut actualizat: pagina A-21, Instrucțiuni de utilizare)

- Transductoare compatibile: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Presetări de imagine acceptate: Cardiacă

Condiții de mediu

Transductoare

(Conținut actualizat: pagina A-47, Instrucțiuni de utilizare)

	În timpul funcționării	În timpul depozitării sau transportului
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	De la +10 °C la +35 °C	De la -10 °C la +50 °C

Дополнение к руководству пользователя и справочному руководству (Russian/Русский)

В данном дополнении представлена обновленная информация для руководства пользователя и справочного руководства.

Полный набор рабочих инструкций см. в руководстве пользователя и справочном руководстве ультразвуковой системы.

Обзор сенсорного экрана

(Новое содержание: стр. 1-16, инструкции по эксплуатации)

- 4 Дополнительные варианты выбора, зависящие от выбранного рабочего процесса и режима работы
 - Во время конфигурирования системы включают варианты выбора для изменения яркости панели управления, сенсорного экрана или клавиатуры без клавиши блокировки

Специальные клавиши выдвижной клавиатуры

(Новое содержание: стр. 1-24, инструкции по эксплуатации)

Название клавиши	Описание
 (Заблокировать)	(Доступно только для клавиатур с клавишей блокировки) Блокирует или разблокирует клавиши на клавиатуре.
 (Подсветка)	(Доступно только для клавиатур с клавишей блокировки) Регулирует яркость подсветки клавиш клавиатуры.

Блокировка выдвижной клавиатуры

(Новое содержание: стр. 4-5, инструкции по эксплуатации)

(Доступно только для клавиатур с клавишей блокировки)

Чтобы заблокировать или разблокировать клавиатуру:

- Нажмите и удерживайте клавишу блокировки примерно шесть секунд.



Когда клавиатура заблокирована, подсветка клавиатуры медленно мигает.

Регулировка подсветки выдвижной клавиатуры, панели управления и сенсорного экрана

(Обновленное содержание: стр. 4-17, Инструкция по эксплуатации)

Можно регулировать яркость сенсорного экрана, подсветку элементов панели управления и клавиш выдвижной клавиатуры.

Примечание. Производитель выполняет сборку ультразвуковой системы в нескольких конфигурациях. Процедура регулировки настроек яркости зависит от конфигурации вашей ультразвуковой системы.

Для регулировки параметров яркости:

1. Коснитесь кнопки конфигурации.



2. Коснитесь **Control Panel Settings**.

3. Для регулировки яркости панели управления поверните нужный регулятор.

Выбранный параметр	Описание
Touch Screen	Регулирует яркость сенсорного экрана.
Orange Light	Регулирует яркость светового индикатора активного элемента управления.
White Light	Регулирует яркость белого светового индикатора доступного элемента управления.
Keyboard	(Доступно только для клавиатур без клавиши блокировки) Регулирует яркость фоновой подсветки выдвижной клавиатуры.

Чтобы отрегулировать яркость выдвижной клавиатуры:

- Если клавиатура имеет клавишу блокировки, нажимайте кнопку подсветки, чтобы переключаться между настройками: яркий, тусклый, выключенный.



- Если клавиатура не имеет клавишу блокировки:
 - Чтобы увеличить яркость, нажмите и удерживайте **Shift**, а затем нажмите на стрелку вверх на клавиатуре.
 - Чтобы уменьшить яркость, нажмите и удерживайте **Shift**, а затем нажмите на стрелку вниз на клавиатуре.

Поправка к руководству пользователя и справочному руководству (Russian/Русский)

В данной поправке представлена исправленная информация для руководства пользователя и справочного руководства.

Полный набор рабочих инструкций для вашей ультразвуковой системы см. в имеющихся руководстве пользователя и справочном руководстве.

Функция AI Measure

(Обновленное содержание: стр. A-21, Инструкция по эксплуатации)

- Совместимые датчики: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Поддерживаемые предустановленные параметры изображения: обследование сердца

Требования к условиям эксплуатации

Датчики

(Обновленное содержание: стр. A-47, Инструкция по эксплуатации)

	При эксплуатации	Во время хранения или транспортировки
Температура:	---	---
5Z1, Z6T	от +10 °C до +35 °C	от -10 °C до +50 °C

Dodatak korisničkim i referentnim priručnicima (Serbian/srpski)

Dodatak pruža ažuriranja vaših postojećih korisničkih i referentnih priručnika.

Pogledajte korisničke i referentne priručnike vašeg ultrazvučnog sistema za kompletna uputstva za rad.

Pregled ekrana osetljivog na dodir

(Novi sadržaj: stranica 1-16, Uputstvo za upotrebu)

- 4 Dodatni izbori zasnovani na izboru toka posla i režimu rada
 - Tokom konfiguracije sistema, uključuje izbore za promenu svetline kontrolne table, ekrana osetljivog na dodir ili tastature

Specijalni tasteri na tastaturi koja se može uvući

(Novi sadržaj: stranica 1-24, Uputstvo za upotrebu)

Naziv tastera	Opis
 (Zaključavanje)	(Dostupno samo za tastature sa tasterom za zaključavanje) Zaključava ili otključava tastere na tastaturi.
 (Pozadinsko osvetljenje)	(Dostupno samo za tastature sa tasterom za zaključavanje) Podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja tastera na tastaturi.

Zaključavanje tastature koja se uvlači

(Novi sadržaj: stranica 4-5, Uputstvo za upotrebu)

(Dostupno samo za tastature sa tasterom za zaključavanje)

Da biste zaključali ili otključali tastaturu:

- Pritisnite i držite taster za zaključavanje oko pet sekundi.



Kada je tastatura zaključana, pozadinsko osvetljenje tastature polako treperi.

Podešavanje svetline ekrana na dodir, kontrolne table i tastature koja može da se uvuče

(Ažurirani sadržaj: stranica 4-17, Uputstvo za upotrebu)

Možete prilagoditi svetlinu ekrana osetljivog na dodir, pozadinsko osvetljenje kontrola na kontrolnoj tabli i pozadinsko osvetljenje tastera na tastaturi koja može da se uvuče.

Napomena: Proizvođač ultrazvučnog sistema sastavlja više konfiguracija. Procedura za podešavanje podešavanja osvetljenja zavisi od konfiguracije vašeg ultrazvučnog sistema.

Da biste podesili postavke za svetlinu:

1. Dodirnite dugme za konfiguraciju.



2. Dodirnite **Control Panel Settings**.
3. Da biste podesili svetlinu kontrolne table, rotirajte željenu kontrolu.

Izbor	Opis
Touch Screen	Prilagođava svetlinu ekrana osetljivog na dodir.
Orange Light	Podešava svetlinu osvetljenja aktivne kontrole.
White Light	Podešava svetlinu belog osvetljenja dostupne kontrole.
Keyboard	(Dostupno samo za tastature bez tastera za zaključavanje) Prilagođava svetlinu pozadinskog osvetljenja tastature koja može da se uvuče.

Da biste podesili osvetljenost tastature koja se uvlači:

- Za tastature sa ključem za zaključavanje, pritisnite taster za pozadinsko osvetljenje da biste se kretali kroz podešavanja: svetlo, prigušeno, isključeno.



- Za tastature bez ključa za zaključavanje:
 - Da biste povećali osvetljenje, pritisnite i držite **Shift**, a zatim pritisnite strelicu nagore na tastaturi.
 - Da biste smanjili osvetljenje, pritisnite i držite **Shift**, a zatim pritisnite strelicu nadole na tastaturi.

Ispravke grešaka u korisničkim i referentnim priručnicima (Serbian/srpski)

Ispravke grešaka sadrže ispravljene informacije za korisničke i referentne priručnike.

Pogledajte korisničke i referentne priručnike za vaš ultrazvučni sistem da biste dobili kompletan skup uputstava za rad.

Opcija AI Measure

(Ažurirani sadržaj: stranica A-21, Uputstvo za upotrebu)

- Kompatibilni transduktori: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Podržane unapred podešene postavke slike: Kardijalni

Zahtevi okruženja

Transduktori

(Ažurirani sadržaj: stranica A-47, Uputstvo za upotrebu)

	Tokom rada	Tokom skladištenja ili transporta
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	Od +10 °C do +35 °C	Od -10 °C do +50 °C

Dodatok k používateľským a referenčným príručkám (Slovak/slovenčina)

Tento dodatok poskytuje aktualizácie existujúcich používateľských a referenčných príručiek.

Úplné prevádzkové pokyny nájdete v používateľských a referenčných príručkách pre váš ultrazvukový systém.

Prehľad dotykovej obrazovky

(Nový obsah: strana 1-16, Návod na použitie)

- 4 Ďalšie položky závisia od výberu pracovného postupu a prevádzkového režimu
- V priebehu konfigurácie systému obsahuje výbery na zmenu jasu ovládacieho panelu, dotykovej obrazovky alebo klávesnice bez klávesu zámku

Špeciálne klávesy na zasúvateľnej klávesnici

(Nový obsah: strana 1-24, Návod na použitie)

Názov klávesa	Popis
 (Zámok)	(K dispozícii iba na klávesniciach s klávesom zámku) Uzamkne alebo odomkne klávesy na klávesnici.
 (podsvietenie)	(K dispozícii iba na klávesniciach s klávesom zámku) Upravuje jas podsvietenia klávesov na klávesnici.

Uzamknutie výsuvnej klávesnice

(Nový obsah: strana 4-5, Návod na použitie)

(K dispozícii iba na klávesniciach s klávesom zámku)

Uzamknutie alebo odomknutie klávesnice:

- Stlačte kláves zámku a podržte ho približne šesť sekúnd.



Keď je klávesnica uzamknutá, podsvietenie klávesnice pomaly bliká.

Úprava dotykovej obrazovky, osvetlenia ovládacieho panelu a zasúvateľnej klávesnice

(Aktualizovaný obsah: Strana 4-17, Návod na použitie)

Môžete upravovať jas dotykovej obrazovky, podsvietenie ovládacích prvkov na ovládacom paneli a podsvietenie klávesov na zasúvateľnej klávesnici.

Poznámka: Výrobca ultrazvukového systému zostavuje viaceré konfigurácie. Postup úpravy nastavení jasu závisí od konfigurácie vášho ultrazvukového systému.

Úprava nastavení jasu:

1. Ťuknite na tlačidlo konfigurácie.



2. Ťuknite na možnosť **Control Panel Settings**.
3. Jas ovládacieho panelu upravíte otočením požadovaného ovládacieho prvku.

Výber	Popis
Touch Screen	Slúži na úpravu jasu dotykovej obrazovky.
Orange Light	Slúži na úpravu jasu osvetlenia aktívneho ovládacieho prvku.
White Light	Slúži na úpravu jasu bieleho osvetlenia dostupného ovládacieho prvku.
Keyboard	(Dostupné iba pre klávesnice bez klávesu zámku) Slúži na úpravu jasu podsvietenia zasúvateľnej klávesnice.

Úprava jasu výsuvnej klávesnice:

- V prípade klávesníc s klávesom zámku stlačte kláves podsvietenia na prechádzanie medzi nastaveniami: jasné, tlmené, vypnuté.



- V prípade klávesníc bez klávesu zámku:
 - Ak chcete zvýšiť jas, stlačte a podržte na klávesnici kláves **Shift** a potom stlačte šípku hore.
 - Ak chcete znížiť jas, stlačte a podržte na klávesnici kláves **Shift** a potom stlačte šípku dole.

Zoznam opráv k používateľským a referenčným príručkám (Slovak/slovenčina)

Zoznam opráv poskytuje opravené informácie pre používateľa a referenčné príručky.

Úplné prevádzkové pokyny nájdete v používateľských a referenčných príručkách pre váš ultrazvukový systém.

Možnosť AI Measure

(Aktualizovaný obsah: Strana A-21, Návod na použitie)

- Kompatibilné sondy: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Podporované predvoľby obrazu: Kardiologické

Požiadavky na prostredie

Sondy

(Aktualizovaný obsah: Strana A-47, Návod na použitie)

	Počas obsluhy	Počas skladovania alebo prepravy
Teplota:	–	–
5Z1, Z6T	+10 °C až +35 °C	-10 °C až +50 °C

Dodatek k uporabniškim in referenčnim priročnikom (Slovenian/slovenščina)

Ta dodatek vsebuje posodobitve obstoječih uporabniških in referenčnih priročnikov.

Za celoten nabor navodil za obratovanje glejte uporabniške in referenčne priročnike za svoj ultrazvočni sistem.

Pregled zaslona na dotik

(Nova vsebina: stran 1-16, Navodila za uporabo)

- 4 Dodatne možnosti, ki jih lahko izberete na podlagi izbranih nastavitev poteka dela in načina delovanja
- Med konfiguriranjem sistema so tu na voljo možnosti spreminjanja svetlosti nadzorne plošče, zaslona na dotik in tipkovnice brez tipke za zaklepanje

Posebne tipke na izvlečni tipkovnici

(Nova vsebina: stran 1-24, Navodila za uporabo)

Ime tipke	Opis
	(Na voljo samo za tipkovnice s tipko za zaklepanje) Zaklene ali odklene tipke na tipkovnici.
(Zaklepanje)	
	(Na voljo samo za tipkovnice s tipko za zaklepanje) Prilagodi svetlost osvetlitve ozadja tipk na tipkovnici.
(Osvetlitev ozadja)	

Zaklepanje izvlečne tipkovnice

(Nova vsebina: stran 4-5, Navodila za uporabo)

(Na voljo samo za tipkovnice s tipko za zaklepanje)

Za zaklepanje in odklepanje tipkovnice:

- Pritisnite in držite tipko za zaklepanje približno šest sekund.



Ko je tipkovnica zaklenjena, osvetlitev ozadja tipkovnice počasi utripa.

Prilagoditev osvetlitve zaslona na dotik, nadzorne plošče in izvlečne tipkovnice

(Posodobljena vsebina: stran 4-17, Navodila za uporabo)

Nastavite lahko svetlost zaslona na dotik, osvetlitev ozadja krmilnih elementov na nadzorni plošči in osvetlitev tipk na izvlečni tipkovnici.

Opomba: Proizvajalec ultrazvočnega sistema sestavlja več konfiguracij. Postopek prilagajanja nastavitve svetlosti je odvisen od konfiguracije vašega ultrazvočnega sistema.

Prilagajanje nastavitve svetlosti:

1. Tapnite gumb za konfiguracijo.



2. Tapnite **Control Panel Settings**.
3. Svetlost osvetlitve nadzorne plošče nastavite z vrtenjem ustreznega krilnega elementa.

Možnost	Opis
Touch Screen	Prilagodi svetlost slike zaslona na dotik.
Orange Light	Prilagodi svetlost osvetlitve aktivnega krmilnega elementa.
White Light	Prilagodi svetlost bele osvetlitve razpoložljivih krmilnih elementov.
Keyboard	(Na voljo samo za tipkovnice brez tipke za zaklepanje) Prilagodi svetlost osvetlitve ozadja izvlečne tipkovnice.

Za prilagoditev svetlost izvlečne tipkovnice:

- Na tipkovnicah s tipko za zaklepanje pritisnite tipko za osvetlitev ozadja za kroženje med nastavitvami: svetlo, zatemnjeno, izklopljeno.



- Na tipkovnicah brez tipke za zaklepanje:
 - Če želite povečati svetlost, pritisnite in držite tipko **Shift** in nato pritisnite puščico navzgor na tipkovnici.
 - Če želite zmanjšati svetlost, pritisnite in držite tipko **Shift** in nato pritisnite puščico navzdol na tipkovnici.

Popravki uporabniških in referenčnih priročnikov (Slovenian/slovenščina)

Ti popravki vsebujejo popravljene informacije za uporabniške in referenčne priročnike.

Za celoten nabor navodil za obratovanje glejte uporabniške in referenčne priročnike za svoj ultrazvočni sistem.

Možnost AI Measure

(Posodobljena vsebina: stran A-21, Navodila za uporabo)

- Združljivi pretvorniki: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Podprte prednastavitve slike: Srce

Okoljske zahteve

Pretvorniki

(Posodobljena vsebina: stran A-47, Navodila za uporabo)

	Med delovanjem	Med shranjevanjem ali prevozom
Temperatura:	---	---
5Z1, Z6T	od +10 °C do +35 °C	od -10 °C do +50 °C

Tillägg till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)

Supplementet innehåller uppdateringar till dina befintliga användar- och referensmanualer.

Se ultraljudssystemets användar- och referenshandböcker för att få en fullständig uppsättning med användaranvisningar.

Pekskärm – Översikt

(Nytt innehåll: Sidan 1-16, Bruksanvisning)

- 4 Ytterligare alternativ baserat på det arbetsflöde som valts och på driftläget
 - Vid systemkonfiguration inkluderar detta alternativ för att ändra kontrollpanelens, pekskärmens eller tangentbordets ljusstyrka utan låsnyckel.

Specialtangenter på det utdragbara tangentbordet

(Nytt innehåll: Sidan 1-24, Bruksanvisning)

Tangentnamn	Beskrivning
 (Lås)	(Endast tillgängligt för tangentbord med låsknapp) Låser eller låser upp tangenterna på tangentbordet.
 (Bakgrundsbelysning)	(Endast tillgängligt för tangentbord med låsknapp) Justerar ljusstyrkan på bakgrundsbelysningen av tangenterna på tangentbordet.

Låsa det utdragbara tangentbordet

(Nytt innehåll: Sidan 4-5, Bruksanvisning)

(Endast tillgängligt för tangentbord med låsknapp)

Låsa eller låsa upp tangentbordet:

- Håll låsknappen intryckt i cirka sex sekunder.



När tangentbordet är låst blinkar tangentbordets bakgrundsbelysning långsamt.

Justering av belysningen på pekskärmen, kontrollpanelen och det utdragbara tangentbordet

(Uppdaterat innehåll: Sida 4-17, Bruksanvisning)

Du kan justera pekskärmens ljusstyrka, kontrollernas bakljus och bakljuset för tangenterna på det utdragbara tangentbordet.

Observera: Tillverkaren av ultraljudssystemet monterar flera konfigurationer och proceduren för att justera ljusstyrkan beror på ultraljudssystemets konfiguration.

Justera inställningar för ljusstyrka:

1. Dutta på konfigurationsknappen.



2. Dutta på **Control Panel Settings**.
3. Justera kontrollpanelens ljusstyrka genom att vrida den lämpliga kontrollen.

Alternativ	Beskrivning
Touch Screen	Justerar ljusstyrkan på pekskärmen.
Orange Light	Justerar ljusets ljusstyrka för en aktiv kontroll.
White Light	Justerar det vita ljusets ljusstyrka för en tillgänglig kontroll.
Keyboard	(Endast tillgängligt för tangentbord utan låsknapp) Justerar ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen på det utdragbara tangentbordet.

Justera ljusstyrkan på det utdragbara tangentbordet:

- På tangentbord med låsknapp trycker du på bakgrundsbelysningsknappen för att växla mellan inställningarna: ljus, svag, av.



- För tangentbord utan låsknapp:
 - Öka ljusstyrkan genom att trycka ned **Shift** och tryck sedan på uppåtpilen på tangentbordet.
 - Minska ljusstyrkan genom att trycka ned **Shift** och tryck sedan på nedåtpilen på tangentbordet.

Rättelse till användar- och referensmanualerna (Swedish/Svenska)

Rättelsen innehåller korrigerad information till användar- och referensmanualerna.

Se användar- och referensmanualerna för ditt ultraljudssystem för fullständiga användningsinstruktioner.

Alternativet AI Measure

(Uppdaterat innehåll: Sida A-21, Bruksanvisning)

- Kompatibla transduktorer: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2

Bildförinställningar som stöds: Hjärta

Miljökrav

Transduktorer

(Uppdaterat innehåll: Sida A-47, Bruksanvisning)

	Vid drift	Vid förvaring eller transport
Temperatur:	---	---
5Z1, Z6T	+10 °C till +35 °C	-10 °C till +50 °C

Kullanım ve Referans Kılavuzlarına Ek (Turkish/Türkçe)

Ekte mevcut kullanım ve referans kılavuzlarıyla ilgili güncellemeler yer almaktadır.

Çalıştırma talimatlarının tamamını görmek için ultrason sisteminizin kullanım ve referans kılavuzlarına bakın.

Dokunmatik Ekran Genel Bakış

(Yeni içerik: Sayfa 1-16, Kullanım Talimatları)

- 4 İş akışı seçimine ve çalışma moduna dayanan ek seçimler
- Sistem yapılandırması sırasında, kontrol paneli, dokunmatik ekran veya kilit tuşu olmadan klavyenin parlaklığının değiştirilmesi için seçimleri içerir

Geri Çekilebilir Klavye Üzerindeki Özel Tuşlar

(Yeni içerik: Sayfa 1-24, Kullanım Talimatları)

Tuş Adı	Açıklama
	(Yalnızca kilit tuşu olan klavyeler için kullanılabilir) Klavyenin üzerindeki tuşları kilitlet veya kilidi açar.
(Kilit)	
	(Yalnızca kilit tuşu olan klavyeler için kullanılabilir) Klavyenin üzerindeki tuşların arka aydınlatmasının parlaklığını ayarlar.
(Arka Aydınlatma)	

Geri Çekilebilir Klavyeyi Kilitleme

(Yeni içerik: Sayfa 4-5, Kullanım Talimatları)

(Yalnızca kilit tuşu olan klavyeler için kullanılabilir)

Klavyeyi kilitlemek veya kilidini açmak için:

- Kilit tuşuna yaklaşık altı saniye basılı tutun.



Klavye kilitlendiğinde, klavyenin arka aydınlatması yavaşça yanıp söner.

Dokunmatik Ekran, Kontrol Paneli ve Geri Çekilebilir Klavye Aydınlatmasını Ayarlama

(Güncellenmiş içerik: Sayfa 4-17, Kullanım Talimatları)

Dokunmatik ekranın parlaklığını, kontrol panelindeki kontrollerin arka ışıklandırmasını ve geri çekilebilir klavyedeki düğmelerin arka ışıklandırmasını ayarlayabilirsiniz.

Not: Ultrason sistemi üreticisi birden fazla yapılandırma uygular. Parlaklık ayarları prosedürü, ultrason sisteminizin yapılandırmasına bağlıdır.

Parlaklık ayarlarını düzenlemek için:

1. Yapılandırma düğmesine dokunun.



2. **Control Panel Settings** ögesine dokunun.
3. Kontrol panelinin parlaklığını ayarlamak için gerekli kontrolü döndürün.

Seçim	Açıklama
Touch Screen	Dokunmatik ekranın parlaklığını ayarlar.
Orange Light	Aktif bir kontrolün ışığının parlaklığını ayarlar.
White Light	Kullanılabilir bir kontrolün beyaz ışığının parlaklığını ayarlar.
Keyboard	(Yalnızca kilit tuşu olmayan klavyeler için kullanılabilir) Geri çekilebilir klavyenin arka aydınlatma ışığının parlaklığını ayarlar.

Geri çekilebilir klavyenin parlaklığını ayarlamak için:

- Kilit tuşu bulunan klavyelerde parlak, loş ve kapalı ayarları arasında geçiş yapmak için arka aydınlatma tuşuna basın.



- Kilit tuşu bulunmayan klavyelerde:
 - Parlaklığı artırmak için **Shift** tuşunu basılı tutun ve ardından klavyedeki yukarı oka basın.
 - Parlaklığı azaltmak için **Shift** tuşunu basılı tutun ve ardından klavyedeki aşağı oka basın.

Kullanıcı ve Referans Kılavuzlarıyla ilgili Düzeltmeler (Turkish/Türkçe)

Düzeltmeler kullanım ve referans kılavuzlarıyla ilgili düzeltilmiş bilgiler sağlar.

Çalıştırma talimatlarının tamamı için ultrason sisteminizin kullanıcı ve referans kılavuzlarına bakın.

AI Measure Seçeneği

(Güncellenmiş içerik: Sayfa A-21, Kullanım Talimatları)

- Uyumlu dönüştürücüler: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Desteklenen görüntü ön ayarları: Kardiyak

Ortam Gereksinimleri

Dönüştürücüler

(Güncellenmiş içerik: Sayfa A-47, Kullanım Talimatları)

	İşletim Sırasında	Depolama ve Taşıma Sırasında
Sıcaklık:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C ila +35°C	-10°C ila +50°C

Доповнення до посібників користувача та довідкових посібників (Ukrainian/українська)

Доповнення містить оновлення до наявних посібників користувача й довідкових посібників.

Див. посібники користувача й довідкові посібники до ультразвукової системи, щоб ознайомитись із повним набором інструкцій з експлуатації.

Огляд сенсорного екрана

(Нова інформація: стор. 1-16, інструкції з використання)

- 4 Додаткові опції відповідно до вибраного робочого процесу та робочого режиму
 - Під час налаштування системи включає опції для зміни яскравості панелі керування, сенсорного екрана або клавіатури без клавіші блокування

Спеціальні клавіші на висувній клавіатурі

(Нова інформація: стор. 1-24, інструкції з використання)

Назва клавіші	Опис
	(Доступно лише для клавіатур із клавішею блокування) Блокує або розблоковує клавіші на клавіатурі. (Блокування)
	(Доступно лише для клавіатур із клавішею блокування) Регулює яскравість підсвічування клавіш на клавіатурі. (Підсвічування)

Блокування висувної клавіатури

(Нова інформація: стор. 4-5, інструкції з використання)

(Доступно лише для клавіатур із клавішею блокування)

Блокування та розблокування клавіатури

- Натисніть клавішу блокування та утримуйте її протягом приблизно шести секунд.



Коли клавіатура заблокована, підсвічування клавіатури повільно блимає.

Налаштування сенсорного екрана, панелі керування та підсвічування висувної клавіатури

(Оновлений вміст: стор. 4-17, Інструкція з використання)

Ви можете налаштувати яскравість сенсорного екрана, підсвічування елементів панелі керування, а також підсвічування клавіш висувної клавіатури.

Примітка. Виробник ультразвукової системи збирає кілька конфігурацій. Процедура регулювання параметрів яскравості залежить від конфігурації вашої ультразвукової системи.

Щоб налаштувати параметри яскравості, виконайте наведені нижче дії.

1. Торкніться кнопки конфігурації.



2. Торкніться **Control Panel Settings**.
3. Для налаштування яскравості панелі керування поверніть потрібний регулятор.

Опція	Опис
Touch Screen	Регулює яскравість сенсорного екрана.
Orange Light	Регулює яскравість підсвічування активного регулятора.
White Light	Регулює яскравість підсвічування доступного регулятора білим.
Keyboard	(Доступно лише для клавіатур без клавіші блокування) Регулює яскравість підсвічування висувної клавіатури.

Порядок регулювання яскравості висувної клавіатури

- На клавіатурі із клавішею блокування натисніть клавішу підсвічування, щоб перейти до параметрів: яскраво, неяскраво, вимкнено.



- У разі використання клавіатури без клавіші блокування, виконайте наведені нижче дії.
 - Щоб збільшити яскравість, натисніть й утримуйте клавішу **Shift**, а потім натисніть клавішу зі стрілкою вгору на клавіатурі.
 - Щоб зменшити яскравість, натисніть й утримуйте клавішу **Shift**, а потім натисніть клавішу зі стрілкою вниз на клавіатурі.

Поправки до інструкцій для користувача та довідкових посібників (Ukrainian/українська)

Поправки відображають виправлену інформацію до інструкцій для користувача та довідкових посібників.

Див. посібники користувача й довідкові посібники до ультразвукової системи, щоб ознайомитись із повним набором інструкцій з експлуатації.

Опція AI Measure

(Оновлений вміст: стор. A-21, Інструкція з використання)

- Сумісні датчики: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2.
Підтримувані попередні налаштування зображення: серце.

Екологічні вимоги

Датчики

(Оновлений вміст: стор. A-47, Інструкція з використання)

	Під час експлуатації	Під час зберігання або транспортування
Температура:	---	---
5Z1, Z6T	від +10 °C до +35 °C	від –10 °C до +50 °C

Phần bổ sung cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo (Vietnamese/Tiếng Việt)

Phần bổ sung cung cấp thông tin cập nhật đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo hiện tại của bạn.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo của hệ thống siêu âm để biết toàn bộ hướng dẫn vận hành của hệ thống.

Tổng quan Màn hình cảm ứng

(Nội dung mới: Trang 1-16, Hướng dẫn sử dụng)

- 4 Các lựa chọn bổ sung dựa trên lựa chọn quy trình làm việc và chế độ vận hành
 - Trong quá trình cấu hình hệ thống, bao gồm các lựa chọn để thay đổi độ sáng của bảng điều khiển, màn hình cảm ứng hoặc bàn phím không có phím khóa

Các phím chuyên biệt trên Bàn phím có thể rút lại được

(Nội dung mới: Trang 1-24, Hướng dẫn sử dụng)

Tên phím	Miêu tả
	(Chỉ áp dụng cho bàn phím có phím khóa) Khóa hoặc mở khóa các phím trên bàn phím.
(Khóa)	
	(Chỉ áp dụng cho bàn phím có phím khóa) Điều chỉnh độ sáng đèn nền của các phím trên bàn phím.
(Đèn nền)	

Khóa bàn phím thu gọn

(Nội dung mới: Trang 4-5, Hướng dẫn sử dụng)

(Chỉ áp dụng cho bàn phím có phím khóa)

Đề khóa hoặc mở khóa bàn phím:

- Nhấn và giữ phím khóa khoảng sáu giây.



Khi khóa bàn phím, đèn nền của bàn phím sẽ nhấp nháy chậm.

Điều chỉnh Màn hình cảm ứng, Bảng điều khiển và Đèn bàn phím thu gọn

(Nội dung được cập nhật: Trang 4-17, Hướng dẫn sử dụng)

Quý vị có thể điều chỉnh độ sáng của màn hình cảm ứng, đèn nền của các nút điều khiển trên bảng điều khiển và đèn nền của các phím trên bàn phím có thể rút lại được.

Lưu ý: Nhà sản xuất hệ thống siêu âm cung cấp nhiều loại cấu hình khác nhau. Quy trình điều chỉnh cài độ sáng phụ thuộc vào cấu hình hệ thống siêu âm.

Để điều chỉnh thiết lập độ sáng:

1. Chạm vào nút cấu hình.



2. Chạm vào **Control Panel Settings**.

3. Điều chỉnh độ sáng của bảng điều khiển, xoay nút điều khiển cần thiết.

Lựa chọn	Miêu tả
Touch Screen	Điều chỉnh độ sáng của màn hình cảm ứng.
Orange Light	Điều chỉnh độ sáng của ánh sáng ở nút điều khiển hiện hoạt.
White Light	Điều chỉnh độ sáng của ánh sáng màu trắng ở nút điều khiển sẵn có.
Keyboard	(Chỉ áp dụng cho bàn phím không có phím khóa) Điều chỉnh độ sáng của đèn nền cho bàn phím có thể rút lại được.

Để điều chỉnh độ sáng của bàn phím thu gọn:

- Đối với các bàn phím có phím khóa, hãy nhấn phím đèn nền để chuyển đổi giữa các cài đặt: sáng, mờ, tắt.



- Đối với các bàn phím không có phím khóa:
 - Để tăng độ sáng, hãy nhấn và giữ phím **Shift**, sau đó nhấn phím mũi tên hướng lên trên bàn phím.
 - Để giảm độ sáng, hãy nhấn và giữ phím **Shift**, sau đó nhấn phím mũi tên hướng xuống trên bàn phím.

Phần đính chính cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo (Vietnamese/Tiếng Việt)

Phần đính chính đưa ra thông tin chỉnh sửa đối với các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo.

Tham khảo các tài liệu hướng dẫn sử dụng và tham khảo của hệ thống siêu âm để biết toàn bộ hướng dẫn vận hành của hệ thống.

Tùy chọn AI Measure

(Nội dung được cập nhật: Trang A-21, Hướng dẫn sử dụng)

- Bộ cảm biến (đầu dò) tương thích: 5V1, 8V3, 10V4, 5Z1, Z6T, CW2
Các thiết lập sẵn hình ảnh được hỗ trợ: Tím

Các yêu cầu môi trường

Bộ cảm biến

(Nội dung được cập nhật: Trang A-47, Hướng dẫn sử dụng)

	Trong quá trình hoạt động	Trong thời gian bảo quản hoặc vận chuyển
Nhiệt độ:	---	---
5Z1, Z6T	+10°C đến +35°C	-10°C đến +50°C

Other ManualsLib Projects

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Languages